

GAMMEX® 乳胶内层

外科手套

绿色乳胶内衬手套，便于检测破损，双层穿戴时还能为手部提供保湿防护

- **优化皮肤保湿：**这款无粉乳胶内衬手套采用无味水基皮肤保湿剂，含有甘油和聚二甲基硅氧烷*，有助于在整个使用过程中保持水分并为皮肤补充水分。
- **更高的安全性：**与乳白色或白色的外层手套相比，这款绿色内衬手套可快速、轻松地检测破损，为穿戴者提供更多防护
- **轻松穿脱：**GAMMEX® 乳胶内衬手套的内层聚合物涂层有助于在手部干燥或湿润时轻松穿戴，无论是初次穿戴还是术中更换
- **更高的舒适度：**GAMMEX® 乳胶内衬手套是一款无菌手套，采用专有的解剖形状成型器和柔软配方，符合人体工学，穿戴舒适，有助于在严格的手术过程中最大限度地减少手部疲劳

*内置保湿剂

注意：乳胶过敏者能否安全使用这款手套尚未确定。本产品含有天然橡胶乳胶，可能会引起过敏反应。

建议用于

- 所有手术，特别是骨科、创伤和心脏病方面的高风险手术
- 潮湿穿戴
- 可轻松识别手套裂口
- 佩戴双层手套时用作内层手套

特色技术



A.R.T.
Pinhole Barrier Technology



HYDRASOFT
Skin Moisturizing Technology



DERMASHIELD™
Donning Aid Technology



GAMMEX® 防护型创新产品

以创新为推动力量，设计了GAMMEX®外科手套，以满足外科领域不断演变的用户需求。产品采用独特配方及前沿技术，具有符合人体工程学的舒适性及出色的防护性能，因此全世界的医疗工作者愿意将他们的双手托付给我们。

GAMMEX[®] 乳胶内层

外科手套

产品信息

材料	天然胶乳
粉末含量	无粉
颜色	绿色
厚度	标准
袖口样式	采用SUREFIT™技术的直袖口
外层手套表面	光滑的微纹理表面
内层手套表面	采用HYDRASOFT™技术的涂层
预防过敏	无
抓握水平	低
可双层佩戴	内层手套
经测试可用于化疗药物	是，符合ASTM D6978标准（未列入美国FDA 510k清单）
无孔洞（检查级别I）	0.65 AQL
无菌	是
产品标准	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
质量/环境标准	EN 556, ISO 11137-第1部分, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
包装	50双/盒；4盒/箱；200双/箱
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射；存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
硫化化学促进剂	黄原酸多硫化物, 二丁基二硫代氨基甲酸钠 (SDBC), 二乙基二硫代氨基甲酸锌(ZDEC)

订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
安思尔产品代码	330050055	330050060	330050065	330050070	330050075	330050080	330050085	330050090

请联系您当地的安思尔代表，获取订购信息或其他信息。

北美
美国电话: 800 952 9916
加拿大电话: 1-844-494-7854
电子邮箱: insidesalesus@ansell.com
Sandel 美国电话: 866 764 3327
Sandel 电子邮箱: sandel-cs@ansell.com

中美和南美
电话: +52(442) 296 20 50
电子邮箱: cs-lac@ansell.com
巴西
电话: +55-11-3356-3100
电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

欧洲、中东和非洲
电话: +32 (0) 2 528 74 00
电子邮箱: info@ansell.eu

亚太地区
电话: +603 8310 6688
电子邮箱: apac.medical@ansell.com

印度
电话: +91 22 38124500
电子邮箱: info.india@ansell.com
澳大利亚与新西兰
电话: +61 3 9270 7270
电子邮箱: protection@ap.ansell.com
中国
电话: +86(21) 3827 5005
电子邮箱: infochina@ansell.com