

# GAMMEX<sup>®</sup> 乳胶

外科手套

## 无粉乳胶外科手套，提供无与伦比的舒适度、保护和灵敏度

关键特征和好处：

- 特色手套配方使生产的外科手套柔软、灵敏但仍保持强韧
- 采用安思尔独有的解剖学模具制成，提高舒适度和贴合度，有助于降低手部疲劳
- 塑型指垫提高指尖灵敏度
- 额外的清洗流程确保乳胶蛋白质和化学促进剂低残留，最大程度降低导致乳胶I型和化学品IV型过敏以及皮肤敏感问题的风险
- 经测试证明可与医院内使用的化疗药物及各种化学品\*结合使用

注意：尚未确定对乳胶过敏的个体是否能够安全使用这种手套。本产品含有天然胶乳，可能会引起过敏反应。

\*关于特定化疗药物的渗透时间和建议，请联系安思尔客服中心。



### 建议用于

- 潮湿穿戴
- 在长期持续的程序中提供额外的舒适度
- 经测试可与化疗药物一起使用
- 双层手套时用作外层手套

### 特色技术



## GAMMEX<sup>®</sup> 防护型创新产品

以创新为推动力量，设计了GAMMEX<sup>®</sup>外科手套，以满足外科领域不断演变的用户需求。产品采用独特配方及前沿技术，具有符合人体工程学的舒适性及出色的防护性能，因此全世界的医疗工作者愿意将他们的双手托付给我们。

# GAMMEX<sup>®</sup> 乳胶

外科手套

## 产品信息

材料	天然胶乳
粉末含量	无粉
颜色	自然色
厚度	标准
袖口样式	采用SUREFIT™技术的直袖口
外层手套表面	光滑的微纹理表面
内层手套表面	采用DERMASHIELD™技术的聚合物涂层
预防过敏	无
抓握水平	中
建议佩戴双层手套	外层手套
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准 (未列入美国FDA 510k清单)
无孔洞 (检查级别I)	0.65 AQL
无菌	是
产品标准	AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
质量/环境标准	EN 556, ISO 11137-第1部分, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
包装	50双/盒; 4盒/箱; 200双/箱
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
硫化化学促进剂	黄原酸多硫化物, 二丁基二硫代氨基甲酸钠 (SDBC), 二乙基二硫代氨基甲酸锌 (ZDEC)

## 订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5
安思尔产品代码	330048055	330048060	330048065	330048070	330048075	330048080	330048085	330048090	330048095

请联系您当地的安思尔代表, 获取订购信息或其他信息。

**北美**  
 美国电话: 800 952 9916  
 加拿大电话: 1-844-494-7854  
 电子邮箱: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel 美国电话: 866 764 3327  
 Sandel 电子邮箱: sandel-cs@ansell.com

**中美和南美**  
 电话: +52(442) 296 20 50  
 电子邮箱: cs@ansell.com  
**巴西**  
 电话: +55-11-3356-3100  
 电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

**欧洲、中东和非洲**  
 电话: +32 (0) 2 528 74 00  
 电子邮箱: info@ansell.eu

**亚太地区**  
 电话: +603 8310 6688  
 电子邮箱: apac.medical@ansell.com

**印度**  
 电话: +91 22 38124500  
 电子邮箱: info.india@ansell.com  
**澳大利亚与新西兰**  
 电话: +61 3 9270 7270  
 电子邮箱: protection@ap.ansell.com  
**中国**  
 电话: +86(21) 3827 5005  
 电子邮箱: infochina@ansell.com