

# GAMMEX® AMT™技术无粉乳胶

外科手套

## 无粉乳胶外科手套，专利抗菌内涂层提供主动屏障保护

关键特征和好处：

- AMT™专利技术可将葡萄糖酸氯己定（CHG）涂布于内涂层，抑制用户细菌再生长，产生快速抗病毒和抗菌作用，即使发生手套破损也能提供额外保护
- 最快可在1分钟内杀灭至少99%的丙肝病毒以及HIV-1型Mn<sup>1</sup>
- 最快可在1分钟内杀灭99%至99.999%的八种常见革兰氏阳性菌及阴性菌以及耐药细菌<sup>1</sup>
- 该抗菌手套 含有保湿剂、柔软剂以及抗过敏成分，在确保亲肤触感同时提供强大保护

注：皮肤破损、割伤或刺伤时防止血源性感染的效果未经证实。

1. 数据在文件中。HIV-1型Mn是一种经过充分研究的致命性HIV-1菌株。

注意：尚未确定对乳胶过敏的个体是否能够安全使用这种手套。本产品含有天然胶乳，可能会引起过敏反应。



### 建议用于

- 潮湿穿戴
- 在长期持续的程序中提供额外的舒适度
- 双层手套时用作外层手套

### 特色技术



## GAMMEX® 防护型创新产品

以创新为推动力量，设计了GAMMEX®外科手套，以满足外科领域不断演变的用户需求。产品采用独特配方及前沿技术，具有符合人体工程学的舒适性及出色的防护性能，因此全世界的医疗工作者愿意将他们的双手托付给我们。

# GAMMEX® AMT™技术无粉乳胶

外科手套

## 产品信息

材料	天然胶乳
粉末含量	无粉
颜色	自然色
厚度	标准
袖口样式	采用SUREFIT™技术的直袖口
外层手套表面	光滑的微纹理表面
内层手套表面	抗菌涂层
预防过敏	无
抓握水平	中
可双层佩戴	外层手套或内层手套
经测试可用于化疗药物	否, 未按照ASTM D6978标准测试
无孔洞 (检查级别I)	0.65 AQL
无菌	是
产品标准	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
质量/环境标准	EN 556, ISO 11137-第1部分, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
包装	25双/盒; 4盒/箱; 100双/箱
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
硫化化学促进剂	黄原酸多硫化物, 二丁基二硫代氨基甲酸钠 (SDBC), 二乙基二硫代氨基甲酸锌(ZDEC)

## 订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
安思尔产品代码	4150AMT	4151AMT	4152AMT	4153AMT	4154AMT	4155AMT	4156AMT	4157AMT

请联系您当地的安思尔代表, 获取订购信息或其他信息。

**北美**  
 美国电话: 800 952 9916  
 加拿大电话: 1-844-494-7854  
 电子邮箱: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel 美国电话: 866 764 3327  
 Sandel 电子邮箱: sandel-cs@ansell.com

**中美和南美**  
 电话: +52(442) 296 20 50  
 电子邮箱: cs lac@ansell.com  
**巴西**  
 电话: +55-11-3356-3100  
 电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

**欧洲、中东和非洲**  
 电话: +32 (0) 2 528 74 00  
 电子邮箱: info@ansell.eu

**亚太地区**  
 电话: +603 8310 6688  
 电子邮箱: apac.medical@ansell.com

**印度**  
 电话: +91 22 38124500  
 电子邮箱: info.india@ansell.com  
**澳大利亚与新西兰**  
 电话: +61 3 9270 7270  
 电子邮箱: protection@ap.ansell.com  
**中国**  
 电话: +86(21) 3827 5005  
 电子邮箱: infochina@ansell.com