

# MEDI-GRIP® 无粉乳胶

外科手套

## 经过微纹理处理的无粉乳胶手套可确保安全、可靠抓握

关键特征和好处:

- 通过独特外表面处理提供良好抓握力
- 柔软可塑的乳胶配方令舒适性和灵敏度俱佳
- 手掌和手指部分的表面经过微纹理处理, 确保干湿条件下都能可靠地操作器械
- 采用解剖学手模制成, 提高舒适度和贴合度

注意: 尚未确定对乳胶过敏的个体是否能够安全使用这种手套。本产品含有天然胶乳, 可能会引起过敏反应。



### 建议用于

- 手术室中的无菌手术
- 在长期持续的程序中提供额外的舒适度
- 简短、低风险的检查程序
- 双层手套时用作外层手套

### 特色技术



## MEDI-GRIP® 值得信赖的日常防护

在全球范围内为外科医生、手术室护士和外科技术人员提供值得信赖的日常防护, 使他们可以安全、舒适地开展每天的工作。

# MEDI-GRIP® 无粉乳胶

外科手套

## 产品信息

材料	天然胶乳
粉末含量	无粉
颜色	自然色
厚度	标准
袖口样式	卷边
外层手套表面	光滑的微纹理表面
内层手套表面	聚合物涂层
预防过敏	无
抓握水平	中
建议佩戴双层手套	外层手套
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准 (未列入美国FDA 510k清单)
无孔洞 (检查级别I)	0.65 AQL
无菌	是
产品标准	EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
质量/环境标准	EN 556, ISO 11137-第1部分, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
包装	100双/盒; 3盒/箱; 300双/箱
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
硫化化学促进剂	二乙基二硫代氨基甲酸锌(ZDEC), 二丁基二硫代氨基甲酸锌(ZDBC)

## 订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
安思尔产品代码	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

请联系您当地的安思尔代表, 获取订购信息或其他信息。

**北美**  
 美国电话: 800 952 9916  
 加拿大电话: 1-844-494-7854  
 电子邮箱: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel 美国电话: 866 764 3327  
 Sandel 电子邮箱: sandel-cs@ansell.com

**中美和南美**  
 电话: +52(442) 296 20 50  
 电子邮箱: cs@ansell.com  
**巴西**  
 电话: +55-11-3356-3100  
 电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

**欧洲、中东和非洲**  
 电话: +32 (0) 2 528 74 00  
 电子邮箱: info@ansell.eu

**亚太地区**  
 电话: +603 8310 6688  
 电子邮箱: apac.medical@ansell.com

**印度**  
 电话: +91 22 38124500  
 电子邮箱: info.india@ansell.com  
**澳大利亚与新西兰**  
 电话: +61 3 9270 7270  
 电子邮箱: protection@ap.ansell.com  
**中国**  
 电话: +86(21) 3827 5005  
 电子邮箱: infochina@ansell.com