

延长佩戴时间的经济耐用型解决方案

提供卓越耐用性的一次性丁腈手套，适用于繁重工种的多用途广泛应用
根据GB 4806.11标准测试，当接触食品温度为40°C时，接触时间应低于30分钟。



行业

- 农业
- 食品加工
- 清洁/卫生

建议用于

- 设备、维护和修理
- 紧固、拧紧、拧松零件
- 食品加工和处理
- 轻油机加工零件搬运
- 实验室工作、混合、配制、填充、清洁
- 维护和设备清理
- 机械工作
- 油漆粉刷及喷涂处理

TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
外层手套表面	全纹理
审计标准	ISO 13485, ISO 9001
产品认证	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
包装概述	50只/盒, 10盒/箱
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
产品细分	坚韧耐用系列
防静电	否

物理性质

	典型值	测试方法	
长度 (毫米/英寸)	240 / 9.5	ASTM D3767, EN 420	
无孔洞 (检查级别1)	1.5 AQL	ASTM D5151, EN 374-2	
手掌厚度 (毫米/密耳)	0.17 / 6.7	ASTM D3767, EN 420	
手指厚度 (毫米/密耳)	0.19 / 7.5	ASTM D3767, EN 420	
	老化前	老化后	
极限拉伸强度 (MPa)	16	16	ASTM D412-06a
断裂伸长率 (%)	500	400	ASTM D412-06a
断裂力 (牛)	8	8	EN 455-2

订购信息

尺码	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)
安思尔产品代码	10135070	10135080	10135090

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.)
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心
(马来西亚) 私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC)
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited)
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

俄罗斯

安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC)
电话: +7 495 258 13 16

Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否合适或适当, 安思尔不承担任何责任。

