


加长一次性手套，为产品和劳动者提供卓越防护

- **增强化学防护：** MICROFLEX® 93-243手套采用加长袖口，可为手臂提供更大范围保护，并提供出色的化学品飞溅防护，是实验室和制药业以及食品加工劳动者的理想选择
- **降低过敏风险：** 不含促进剂，有助于降低IV型皮肤过敏风险
- **加长袖口设计：** MICROFLEX® 93-243手套的袖口长及肘部，可防止手套滚落，最大限度地降低交叉污染风险
- **安全抓握：** 手掌和手指带有纹理，方便用户更自信、更安全地抓握器械和玻璃器皿
- **产品防护：** 聚乙烯包装袋，可防止污染并保护产品完整性



行业

- 食品加工
- 生命科学

建议用于

- 增强触觉灵敏度和灵活性，特别适用于精细操作

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
外层手套表面	全纹理
审计标准	ISO 9001
产品认证	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
包装概述	100只手套/袋, 10袋/箱, 1000只手套/箱
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
产品细分	高风险
防静电	是 EN1149
不含硅	是

物理性质

	典型值	测试方法	
长度 (毫米/英寸)	390 / 15.4	ASTM D3767, EN 420	
无孔洞 (检查级别1)	1.5 AQL	ASTM D5151, EN 455-1	
手掌厚度 (毫米/密耳)	0.13 / 5.1	ASTM D3767, EN 420	
手指厚度 (毫米/密耳)	0.17 / 6.7	ASTM D3767, EN 420	
	老化前	老化后	
极限拉伸强度 (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
断裂伸长率 (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
断裂力 (牛)	≥ 6	≥ 6	

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
安思尔产品代码	93243060	93243070	93243080	93243090	93243100	93243110

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.)
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心
(马来西亚) 私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC)
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited)
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

俄罗斯

安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC)
电话: +7 495 258 13 16

Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司 (Ansell Limited) 或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担任何责任。

