

## 专为穿戴方便和吸收湿气设计

TouchNTuff® 69-210手套由天然橡胶乳胶制成，可提供卓越的触觉灵敏度。该手套不含粉末，可有效吸汗，易于穿戴和脱落。



### 行业

- 生命科学
- 化学

### 建议用于

- 取样和处理
- 测试
- 维护

TECHNICAL DATA SHEET

|        | Product Information            |
|--------|--------------------------------|
| 外层手套表面 | 光滑                             |
| 审计标准   | ISO 13485, ISO 9001            |
| 包装概述   | 每包100只手套<br>每箱10包<br>每箱1000只手套 |
| 存储说明   | 避免阳光直射； 存放在阴凉干燥的地方。 远离臭氧或点火源   |
| 原产国    | 马来西亚                           |
| 产品细分   | 多用途                            |
| 防静电    | 未测试                            |

物理性质

|             | 典型值        |       | 测试方法                |
|-------------|------------|-------|---------------------|
| 长度（毫米/英寸）   | 240 / 9.5  |       | ASTM D3767,EN 420   |
| 无孔洞（检查级别1）  | 1.5 AQL    |       | ASTM D5151,EN 455-1 |
| 手掌厚度（毫米/密耳） | 0.09 / 3.5 |       | ASTM D3767,EN 420   |
| 手指厚度（毫米/密耳） | 0.11 / 4.3 |       | ASTM D3767,EN 420   |
|             | 老化前        | 老化后   |                     |
| 极限拉伸强度（MPa） | ≥ 18       | ≥ 14  | ASTM D412 & D573    |
| 断裂伸长率（%）    | ≥ 650      | ≥ 500 | ASTM D412           |

订购信息

| 尺码      | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 安思尔产品代码 |             | 69210080    | 69210090    | 69210100      |

性能标准与监管合规



欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

|                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>欧洲、中东和非洲</b><br>安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.)<br>电话: +32 (0) 2 528 74 00<br>传真: +32 (0) 2 528 74 01 | <b>北美地区</b><br>安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC)<br>电话: +1 800 800 0444<br>传真: +1 800 800 0445  | <b>澳大利亚</b><br>安思尔有限公司 (Ansell Limited)<br>电话: +61 1800 337 041<br>传真: +61 1800 803 578 |
| <b>亚太地区</b><br>安思尔全球贸易中心<br>(马来西亚) 私人有限公司<br>电话: +603 8310 6688<br>传真: +603 8310 6688                                  | <b>拉丁美洲和加勒比地区</b><br>安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)<br>电话: +52 442 248 1544 / 248 3133 | <b>俄罗斯</b><br>安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC)<br>电话: +7 495 258 13 16                           |

