

## 一次性氯丁橡胶无菌手套，适用于 100 级(ISO5)/A 级洁净室环境

- 双层穿戴性能: TouchNTuff® 73-500 无乳胶无菌手套设计便于轻松穿戴，非常适用于双层穿戴应用
- 专业防护: 这款氯丁橡胶洁净室手套具有出色的化学品飞溅防护性能，可抵御多种危险品的侵袭
- 降低过敏风险: 这款手套还不含乳胶蛋白和化学促进剂，降低了穿戴者发生 I 型或 IV 型过敏反应的风险
- 无菌保证: 这款洁净室手套还经过伽马射线辐照灭菌，无菌保证水平 (SAL) 为 10<sup>-6</sup>



### 关键特征和优势

- 100 级(ISO 5)洁净室兼容性: 确保洁净度
- 无乳胶、无化学促进剂: 降低过敏风险
- 耐磨氯丁橡胶配方: 提供化学品飞溅防护，经久耐用

### 行业

- 制药业
- 医疗器械制造业
- 实验室研究与开发
- 受控和关键环境
- 生产和制造

### 建议用于

- 包装和贴标签
- 洁净室清洁和准备
- 取样和处理



### 技术数据表


产品信息	
材料	氯丁橡胶(聚氯丁二烯)
颜色	奶油色
形状	符合解剖形态的弯指手套
袖口	采用SUREFIT™技术卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 9001:2015
监管	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, III类, UKCA
包装	每副手套单独包装, 每小包 10副, 每大包 5小包, 每箱 4大包, 每箱 200副手套
原产国	斯里兰卡
可选尺寸	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
粉末含量	无粉
外层手套表面	光滑
Internal Glove Surface	采用DERMASHIELD™技术的聚合物涂层
灭菌方法	伽马辐照(25 kGy)
无尘室兼容性	100级/ ISO 5级/ A级
保质期	5年
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准(未列入美国FDA 510k清单)
蛋白质水平	不适用: 不含天然胶乳
抗静电性	否

物理性质		测试方法
长度(毫米/英寸)	300 / 12	EN ISO 21420 ASTM D3767
无孔洞	0.65 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
典型粒子数≥0.5µm(计数/平方厘米)	≤ 2500	IEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.15 / 5.90	EN ISO 21420/ASTM D3767
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.16 / 6.29	EN 420/ASTM D3767
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.14 / 5.51	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
老化期间断裂强力(牛)	9	EN 455-2

### 订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
追加订购编号	73500055	73500060	73500065	73500070	73500075	73500080	73500085	73500090

### 性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站[www.ansell.com](http://www.ansell.com), 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲  
安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV  
电话: +32 (0) 2 528 74 00  
传真: +32 (0) 2 528 74 01  
亚太地区  
安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)  
(马来西亚)私人有限公司  
电话: +603 8310 6688  
传真: +603 8310 6688

北美地区  
安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)  
US 电话: +1 800 800 0444  
US 传真: +1 800 800 0445  
CA 电话: +1 800 363 8340  
拉丁美洲和加勒比地区  
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)  
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚  
安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址  
电话: +61 1800 337 041  
传真: +61 1800 803 578  
UK  
Ansell Nitritex  
电话: +44 1638 663338  
传真: +44 1638 668890

### 技术



Ansell, ®和™均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担任何责任。