

为无菌行业用户带来超软、舒适体验

TouchNTuff® 83-500是一款超软、无菌聚异戊二烯手套，符合100级(ISO 5)洁净室环境标准，为用户带来极致亲肤体验，减缓手部疲劳。该款手套采用无乳胶聚异戊二烯制成，可杜绝乳胶过敏风险，为用户带来与天然乳胶橡胶相同的性能表现。适合套用。

关键特征和优势

- 可在100级(ISO 5)/A级洁净室环境下使用
- 极致亲肤体验
- 无乳胶聚异戊二烯
- 防止I型过敏



行业

- 实验室维护和清理
- 制药业
- 生物技术制造业
- 医疗器械制造业
- 实验室研究与开发
- 材料制备
- 生产和加工
- 实验室和研发中心
- 受控和关键环境
- 生产和制造

建议用于

- 维护实验室家具和设备
- 溢出或泄漏清理
- 输送液体和固体
- 包装和贴标签
- 洁净室清洁和准备
- 取样和处理
- 管理药物
- 在容器、罐和加工设备之间输送液体和固体



技术数据表

	产品信息
材料	PI(聚异戊二烯)
颜色	白色
形状	符合解剖形态的弯指手套
袖口	采用SUREFIT™技术卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 13485, ISO 9001:2015, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
监管	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, 请查阅IFU, ISO 10282, ISO 11193, III类
包装	20只左右手套在塑料袋中单独封装; 每大包2小包; 每箱5大包; 每箱200副手套
存储	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
可选尺寸	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
粉末含量	无粉
外层手套表面	光滑
Internal Glove Surface	采用DERMASHIELD™技术的聚合物涂层
灭菌方法	伽马辐照 (25 kGy)
无尘室兼容性	100级/ISO 5级和欧盟GMP A/B级以及其它灭菌洁净室
保质期	3年
经测试可用于化疗药物	是
蛋白质水平	不适用: 不含天然胶乳
抗静电性	未测试

物理性质		测试方法
长度(毫米/英寸)	305 / 12	EN 420/ASTM D3767
无孔洞	1.0 接收质量限(AQL)	EN 455-1/ASTM D3577
典型粒子数≥0.5µm(计数/平方厘米)	≤ 2500 次 / cm²	IEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.21 / 8.26	EN 420/ASTM D3767
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.23 / 9.05	EN 420/ASTM D3767
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.17 / 6.69	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	≥17	ASTM D412-06a
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	≥12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
老化期间断裂强力(牛)	9	EN 455-2

订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
追加订购编号	83500055	83500060	83500065	83500070	83500075	83500080	83500085	83500090

性能标准与监管合规



欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲
安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01
亚太地区
安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚)私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区
安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340
拉丁美洲和加勒比地区
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚
安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890

技术



Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

