

舒适的一次性防护手套，适用于 100 级(ISO 5)洁净室环境

- 水平硅和耐用性: TouchNTuff® 93-700 增强室手套的独特丁腈配方可确保舒适性、耐用性和防护
- 无菌保证: 这洁净防护手套通过伽马射线辐照灭菌, 确保其无菌保证化学品飞溅防护(SAL)达到 10⁻⁶
- 确保产品完整性: 此外, 款, 降低了污染物转移的风险, 从而避免了产品完整性受到影响



关键特征和优势

- 专有丁腈配方: 化学品性和无菌丁腈飞溅防护
- 伽马射线灭菌: 无菌保证提供耐用 (SAL) 为 10⁻⁶
- 不含化学品: 确保产品保护

行业

- 生物技术制造业
- 电子制造业

建议用于

- 洁净室清洁和准备
- 混合、复合固体和液体
- 溢出或泄漏清理
- 输送液体和固体
- 装载离心机和色谱柱
- 零件装配
- 固体和液体原材料的称重和分配

技术数据表

	产品信息
材料	丁腈
颜色	绿色
形状	双手通用
袖口	卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 9001:2015
监管	ASTM D6978, III类, CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, 食品类型: 橡胶, ISO 14001, UKCA
包装	1副/钱夹式塑料包装袋(密封在信封式塑料包装袋中) 10副/塑料外包装袋 5个密封塑料外包装袋/塑料大包装袋 4个密封塑料大包装袋/加衬里纸箱(盒) 200副/箱(盒)
存储	避免阳光直射;存放在干燥处, 并保持原包装。远离臭氧源。如果按照说明正确存放产品, 它们不会失去性能或明显改变特性。如果产品可能受到老化或储存的影响, 包装材料上会注明有效期。
原产国	泰国
可选尺寸	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
粉末含量	无粉
外层手套表面	手指纹理
Internal Glove Surface	无粉、氯化
灭菌方法	伽马辐照 (25 kGy)
无尘室兼容性	ISO第5类
保质期	3年
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准(未列入美国FDA 510k清单)
蛋白质水平	不适用: 不含天然胶乳
抗静电性	是

物理性质		测试方法
长度(毫米/英寸)	300 / 12	EN ISO 21420
无孔洞	1.5 AQL	EN 374-2
典型粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (计数/平方厘米)	$\leq 1,200$ 个颗粒/平方厘米	IENT-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.13 / 5.1	EN 455-2
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.17 / 4.3	EN 455-2
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.08 / 3.1	EN 455-2
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	≥ 14	ASTM D412-06a
老化期间断裂强力(牛)	Min. 6	EN 455-2

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
追加订购编号	93700060	93700070	93700080	93700090	93700100

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚)私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890