

为清洁和无菌环境提供卓越保护，最大限度地减少过敏反应。

TouchNTuff® DermaShield™ 73-701 手套过敏风险极低，适用于各类无菌工作环境。专利材料配方中不含可能导致过敏反应的乳胶蛋白质和催化剂。安思尔SUREFIT技术™可有效防止手套滑落。



关键特征和优势

- 无菌手套适用于 100级 (ISO 5)/A级洁净室等无菌环境
- 氯丁橡胶配方不含可引起皮肤刺激和I型或IV型过敏反应的乳胶蛋白和催化剂
- 安思尔SUREFIT技术™可有效防止手套滑落
- 优异的耐久度和抗穿刺性
- 可提供卓越的化学品飞溅防护

行业

- 制药业
- 实验室研究与开发
- 生物技术制造业
- 受控和关键环境
- 生产和制造

建议用于

- 输送液体和固体
- 取样和处理
- 混合、复合固体和液体
- 无菌灌装和贴标签



技术数据表

产品信息	
材料	氯丁橡胶(聚氯丁二烯)
颜色	绿色
形状	符合解剖形态的弯指手套
袖口	采用SUREFIT™技术的直袖口
生产/质量管理体系审核标准	ISO 9001:2015
监管	21CFR § 820质量体系法规, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001: 2008
包装	每副手套单独包装 每小包10副 每大包5小包 每箱4大包 每箱200副手套
存储	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
可选尺寸	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
粉末含量	无粉
外层手套表面	手指纹理
Internal Glove Surface	采用DERMASHIELD™技术的聚合物涂层
灭菌方法	伽马辐照 (25 kGy)
无尘室兼容性	100级/ISO 5级和欧盟GMP A/B级以及其它灭菌洁净室
保质期	3年
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准(未列入美国FDA 510k清单)
蛋白质水平	不适用: 不含天然胶乳
抗静电性	否

物理性质		测试方法
长度(毫米/英寸)	295 / 11.6	EN 420/ASTM D3767
无孔洞	0.65 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
典型粒子数≥0.5µm(计数/平方厘米)	≤ 2000 次/cm ²	IEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.18 / 7	EN 420/ASTM D3767
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.19 / 7.5	EN 420/ASTM D3767
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.15	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
老化期间断裂强力(牛)	9	EN 455-2

订购信息

尺码	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
追加订购编号	73701060	73701065	73701070	73701075	73701080	73701085	73701090

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲
安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区
安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚)私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区
安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚
安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890

技术

