

一次性提供化学品飞溅防护手套，专为在无菌和 100 级 (ISO 5)/A 级洁净室环境中使用而设计

- 提高耐用性: TouchNTuff® DermaShield™ 73-701 一次性无菌手套采用独特的氯丁橡胶配方，具有更高的耐用性和防穿刺性。
- 降低过敏风险: 这款氯丁橡胶手套专为无菌环境设计，不含乳胶蛋白和化学促进剂，可防止 I 型和 IV 型过敏和敏感风险。
- 袖口滚落: 采用 SUREFIT™ 袖口防技术设计的增强特性袖口可防止袖口滚落，便于持续卷边
- 滚落: 除了坚固耐用外，这款氯丁橡胶手套还具有很强的穿戴，可保护双手免受各种危害增强防护



关键特征和优势

- 氯丁橡胶配方: 无菌丁腈的无菌氯丁橡胶穿刺性和耐用性
- SUREFIT™ 技术: 降低具有卓越的风险
- 无乳胶、无化学促进剂: 消除 I 型和 IV 型过敏风险

行业

- 制药业
- 实验室研究与开发
- 生物技术制造业
- 受控和关键环境
- 生产和制造

建议用于

- 输送液体和固体
- 取样和处理
- 混合、复合固体和液体
- 无菌灌装和贴标签



技术数据表

产品信息	
材料	氯丁橡胶(聚氯丁二烯)
颜色	绿色
形状	符合解剖形态的弯指手套
袖口	采用SUREFIT™技术的直袖口
生产/质量管理体系审核标准	ISO 9001:2015
监管	21CFR § 820质量体系法规, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2008, III类, UKCA
包装	每个内包装 1 对, 每个智能包 1 个内包装, 每个内袋 25 个智能包, 每个外袋 2 个内袋, 每个内衬纸箱 4 个外袋, 每个纸箱 200 对
原产国	马来西亚
可选尺寸	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
粉末含量	无粉
外层手套表面	手指纹理
Internal Glove Surface	采用DERMASHIELD™技术的聚合物涂层
灭菌方法	伽马辐照 (25 kGy)
无尘室兼容性	100级/ISO 5级和欧盟GMP A/B级以及其它灭菌洁净室
保质期	5年
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准(未列入美国FDA 510k清单)
蛋白质水平	不适用: 不含天然胶乳
抗静电性	否

物理性质	尺码								测试方法
尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	
长度(毫米/英寸)	295 / 11.6								EN 420/ASTM D3767
手掌宽度(mm/in)	73/2.87	78/3.07	84/3.31	90/3.54	96/3.78	103/4	109.5/4.3117/4.6		
无孔洞	0.65 AQL								EN 455-1/ASTM D3577
典型粒子数≥0.5µm(计数/平方厘米)	≤ 2000 次/cm²								TEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.19 / 7.5								EN 420/ASTM D3767
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.21 / 8.27								EN 420/ASTM D3767
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.15/5.9								EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17								ASTM D412-06a
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	12								ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9								EN 455-2
老化期间断裂强力(牛)	9								EN 455-2

订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
追加订购编号	73701055	73701060	73701065	73701070	73701075	73701080	73701085	73701090

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲
 安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
 电话: +32 (0) 2 528 74 00
 传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区
 安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
 (马来西亚)私人有限公司
 电话: +603 8310 6688
 传真: +603 8310 6688

北美地区
 安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
 US 电话: +1 800 800 0444
 US 传真: +1 800 800 0445
 CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区
 安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
 电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚
 安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
 电话: +61 1800 337 041
 传真: +61 1800 803 578

UK
 Ansell Nitritex
 电话: +44 1638 663338
 传真: +44 1638 668890

技术

