

GAMMEX® Latex Ortho

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Velmi silné nepudrované latexové rukavice navržené tak, aby odolaly náročným chirurgickým zákrokům s použitím elektrického nářadí.

- **Přidaná ochrana:** Th. hnědé barvachirurgické rukavice jsou bez pudru a jsou vyrobeny 50 % silnější* než standardní latexové rukavice Ansellův použití mimořádně silného složení Ansell., takže jsou vhodné pro vysoce rizikové zákroky, jako je ortopedie, a chrání uživatele před elektrickými nástroji a úlomky kostí.
- **Výjimečná přilnavost:** Sterilní nepudrované rukavice GAMMEX® Latex Ortho mají strukturované prsty a dlaň pro bezpečný úchop. .elektrickým nářadím za sucha i za vlhka
- **Bez námahy donning:** Jedinečná technologie společnosti Ansell pro pomoc při oblékání umožňuje nanést na vnitřní stranu rukavic polymerovou vrstvu. pro snadné oblékání a svlékání, ať už při prvním oblékání nebo při intraoperačních výměnách
- **Chemo-testováno:** Tyto sterilní latex jsou testovány podle normy ASTM D6978 a mohou být používány se širokou škálou cytotoxických látek**.

POZOR: Nebylo zjištěno bezpečné používání těchto rukavic osobami citlivými na latex . Tento výrobek obsahuje přírodní kaučukový latex, který může způsobit alergické reakce.

**V porovnání se standardními latexovými rukavicemi Ansell*

***Ohledně specifických časů prostupnosti chemoterapeutik a doporučení kontaktujte zákaznický servis společnosti Ansell.*

Doporučeno pro

- Všechny chirurgické zákroky, zejména vysoce rizikové postupy v ortopedii, traumatologii a srdeční chirurgii
- Navlékání za vlhka
- Vylepšené uchopení ve vlhkém prostředí

POUŽITÉ TECHNOLOGIE



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa světu své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Latex Ortho

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní pryžový latex
Obsah ve formě prášku	Nepudrované
Barva	Hnědá
Tloušťka	Ortho
Provedení manžety	Zesílený okraj s použitím technologie SUREFIT™
Vnější povrch rukavic	Textura na prstech a dlaních
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Prevence alergie	Žádný
Citlivost úchopu	Vysoká
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)
Osvobození z děr (úroveň inspekce I)	AQL 0,65
Sterilní	Ano
Produktové normy	AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 388:2016 +A1:2018, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Normy pro kvalitu / životní prostředí	EN 556, ISO 11137-Část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy na karton/krabici; 200 párů na karton/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Chemické akcelerátory vulkanizace	Diethyldithiokarbamat zinečnatý (ZDEC), Dibutyldithiokarbamat zinečnatý (ZDBC)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktový kód	330065060	330065065	330065070	330065075	330065080	330065085	330065090

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel USA: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cs-lac@ansell.com
Brazílie
Tel.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indie
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Čína
Tel.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com