

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

**Měkké, k pokožce šetrné
polyizoprenové chirurgické
rukavice pro zvýšenou hmatovou
citlivost.**

- **Vynikající pohodlí a ochrana:** Patentované měkké a přitom pevné složení společnosti Ansell poskytuje zvýšené pohodlí a ochranu rukou při používání dvojitých rukavic.
- **Snadná detekce narušení:** Tyto sterilní rukavice zelené barvy umožňují rychlou a snadnou detekci porušení, pokud se nosí s krémovou nebo bílou vnější rukavicí.
- **Optimální ochrana proti alergiím:** Díky tomu, že tyto polyizoprenové chirurgické rukavice nejsou latexové, eliminují riziko vzniku alergie na latex a jejich složení šetrné k pokožce pomáhá minimalizovat senzibilizaci na chemickou alergii typu IV, protože byly odstraněny chemické urychlovače, o nichž je známo, že způsobují kožní alergie.
- **Snadné oblékání a svlékání:** Jedinečný vnitřní povlak umožňuje snadné oblékání a svlékání za sucha i za vlhka.

Doporučeno pro

- Všechny chirurgické zákroky, zejména vysoce rizikové postupy v ortopedii, traumatologii a srdeční chirurgii
- Snadná identifikace poškození rukavice
- Ochrana před chemickými akcelerátory, jako jsou thiuramy, karbamáty a thiole, které způsobují alergické reakce typu IV na chemické látky
- Produkt splnil test Mouse Embryo Assay (MEA) a může být použit pro procedury oplodnění in vitro (IVF)

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

 **A.R.T.™**
Pinhole Barrier Technology

 **PI-KARE™**
Skin-friendly, non-sensitizing
PI Technology

 **DERMASHIELD™**
Donning Aid Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa světuji své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	PI (Polyisopren)
Obsah ve formě prášku	Nepudrované
Barva	Zelená
Tloušťka	Mikro
Provedení manžety	Zesílený okraj s použitím technologie SUREFIT™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Prevence alergie	Latex (typ I)
Citlivost úchopu	Nízká
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnitřní rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)
Osvobození z děr (úroveň inspekce I)	AQL 0,65
Sterilní	Ano
Produktové normy	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normy pro kvalitu / životní prostředí	EN 556, ISO 11137-Část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy na karton/krabici; 200 párů na karton/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Chemické akcelerátory vulkanizace	Xantháty, Zinek-dialkyldithiokarbamát

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktový kód	340058055	340058060	340058065	340058070	340058075	340058080	340058085	340058090

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel USA: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cs-lac@ansell.com
Brazílie
Tel.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indie
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Čína
Tel.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com