

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

sterilní chirurgické rukavice z neoprenu, které nejsou latexové, pro větší citlivost a obratnost.

- **Bezkonkurenční ochrana proti alergiím:** Tyto sterilní chirurgické rukavice jsou vyrobeny ze syntetických polymerů a 100% neobsahují chemické urychlovače, takže eliminují riziko vzniku alergie na latex typu I a možnost vzniku chemické alergie typu IV způsobené chemickými urychlovači.
- **Zvýšená hmatová citlivost a pohodlí:** Díky ultratenké technologii společnosti Ansell jsou neoprenové rukavice o 30 % tenčí*, což dále zlepšuje citlivost, obratnost a pohodlí uživatele, aniž by to bylo na úkor odolnosti.
- **Vylepšená přilnavost:** Sterilní rukavice GAMMEX® Non-Latex Sensitive mají mikrotexturu, která umožňuje bezpečnou manipulaci s chirurgickými nástroji.
- **Snadné oblékání a svlékání:** Jeho jedinečný vnitřní povlak usnadňuje oblékání za sucha i za vlhka.
- **Chemo-testováno:** Tyto nelatexové rukavice GAMMEX® jsou testovány podle normy ASTM D6978 a lze je bezpečně používat se širokou škálou chemoterapeutik**.



*V porovnání se standardními neoprenovými rukavicemi Ansell

Doporučeno pro

- Všechny chirurgické zákroky, zejména náročné postupy v oftalmologii, mikrochirurgické zákroky a kardiovaskulární chirurgie
- Ochrana před alergií na latex typu I a minimalizace alergií na chemický typ IV u zdravotních pracovníků nebo u pacientů
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky
- Při nošení dvojích rukavic použijte jako vnější rukavici

POUŽITÉ TECHNOLOGIE



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa světuji své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Neopren (polychloropren)
Obsah ve formě prášku	Nepudrované
Barva	Přírodní
Tloušťka	Mikro
Provedení manžety	Zesílený okraj s použitím technologie SUREFIT™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Prevence alergie	Latex (typ I), chemická látka (typ IV)
Citlivost úchopu	Střední
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 a schváleno US FDA
Osvobození z děr (úroveň inspekce I)	AQL 0,65
Sterilní	Ano
Produktové normy	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Normy pro kvalitu / životní prostředí	EN 556, ISO 11137-Část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy na karton/krabici; 200 párů na karton/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Chemické akcelerátory vulkanizace	Žádný

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktový kód	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel USA: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cs-lac@ansell.com
Brazílie
Tel.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indie
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Čína
Tel.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com