

Nitril MICRO-TOUCH® (bílý)

Standardně tenké

Bílé nitrilové lékařské vyšetřovací rukavice s texturovanými konečky prstů

- **Zvýšená hmatovost:** Díky své lehké konstrukci poskytuje tato rukavice lepší hmat a obratnost.
- **Snížení rizika alergie:** Nitrilový materiál zabraňuje alergiím typu I (latex).
- **Chytré balení:** balení po 150 kusech snižuje množství odpadu
- **Bezpečný úchop:** Texturované konečky prstů zajišťují bezpečnou manipulaci s lékařskými nástroji.
- **Snadné oblékání a svlékání:** Vnitřní polymerová vrstva snižuje tření pro snadné oblékání a svlékání.
- **Specializovaná ochrana:** Testováno a schváleno pro použití s chemoterapeutiky*




*podrobnosti viz obal výrobku

Doporučeno pro

- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky
- Standardní, střední postupy posuzování rizik
- Zařízení šetrná k životnímu prostředí
- Ochrana před alergií na latex typu I u zdravotních pracovníků nebo u pacientů

POUŽITÉ TECHNOLOGIE



MICRO-TOUCH® Každodenní ochrana kdekoli

Prémiové zdravotnické vyšetřovací rukavice MICRO-TOUCH® byly odborně navrženy tak, aby splňovaly všechny potřeby zdravotnických pracovníků. Sofistikované designové prvky využívají ergonomické technologie Ansell, které přinášejí pohodlí v průběhu dlouhých procedur, inovovaný úchop za mokra předcházející nesprávné a tím pádem nebezpečné manipulaci a mikrotenkový film pro maximální dotykovou citlivost. Poskytovatelé zdravotní péče jsou díky všestranným modelům MICRO-TOUCH® plně vybaveni a pohodlně chráněni a mohou se tak s klidem zaměřit na to, co je nejdůležitější: zdraví a ochrana pacientů i jejich vlastní.

Nitril MICRO-TOUCH® (bílý)

Standardně tenké

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Nitril	Nevyrábí se z přírodního latexu	Ano
Barva	Bílá	Délka manžety	Norma
Obsah ve formě prášku	Nepudrované	Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Osvobození z děr (úroveň inspekce I)	1,5 AQL	Tloušťka prstu (mm/mil)	0.11 / 4.3
Tloušťka dlaně (mm/mil)	0.07 / 2.8	Prevence alergie	Latex (typ I)
Dostupné velikosti	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)
Sterilní	Ne	Antistatické	Netestováno
Délka rukavic (mm/palce)	240/9,5	Segmentace produktů	Standardně tenké

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	700151	700152	700153	700154	700155

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	150 rukavic v dávkovači 10 dávkovačů v balení 1500 rukavic v balení *120 rukavic v dávkovači (velikost XL) * 1200 rukavic v balení (velikost XL)
Životnost při uskladnění	5 let
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení

NORMY A CERTIFIKACE

ASTM D6319, CE 0493, Kategorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Typ jídla: Guma, UKCA

Chemické akcelerátory vulkanizace

Dibutylidithiokarbamat zinečnatý (ZDBC)

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latinská Amerika a Karibik
Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Tel. Brazílie: +55 11 3356 3100
E-mail Brazílie:
luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel.: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.