

Jednorázové nitrilové rukavice speciálně navržené pro ochranu a minimalizaci kožních alergií typu IV.

- **Snížení rizika alergie:** Klinicky prokázáno, že snižuje zarudnutí a svědění spojené s kontaktní dermatitidou a minimalizuje rizika alergie typu IV.
- **Hmatová citlivost:** Tenká a lehká konstrukce pro lepší ovladatelnost na dotek
- **Bezpečný úchop:** Texturované konečky prstů pro bezpečnou manipulaci s nástroji a materiály.



Průmyslová odvětví

- Přírodní vědy

Doporučeno pro

- Montáž dílů
- Odběr vzorků a jejich zpracování

TECHNICKÝ LIST

	Informace o Produktu
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	ISO 13485:2003
Certifikace produktů	ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 Virus, UKCA
Přehled balení	100 rukavic v jednom dávkovači 10 dávkovačů v jednom balení 1000 rukavic v jednom balení
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Malajsie
Segmentace produktů	Vysoká dotyková citlivost
Antistatické	Ne
Bez silikonu	Ano
Chemické akcelerátory vulkanizace	Vyrobeno bez urychlovačů <i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i>


FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty	Testovací metoda
Délka (mm/palce)	240/9,5	ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1,5 AQL	ASTM D5151,EN 420
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.06 / 2.4	ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.10 / 3.9	ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ
Maximální pevnost v tahu (MPa)	29	20
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400
		ASTM D412 & D573
		ASTM D412

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	93823060	93823070	93823080	93823090	93823100

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika Ansell Healthcare Europe NV Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01	Severní Amerika Ansell Healthcare Products LLC Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445	Austrálie Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578
Asie a Pacifik Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699	Latinská Amerika a Karibik Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133	Rusko Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

