

# MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

H o h e T a s t s e n s i b i l i t ä t

## Puderfreier Untersuchungshandschuh aus Nitril für eine wirksame Allergieprävention

Dieser unsterile, beschleunigerfreie Handschuh ist das ideale Produkt für Anwender, die an einer Typ-IV-Chemikalienallergie leiden. Komfortables Tragegefühl; mikrotexturierte Finger für einen sicheren Nass- und Trockengriff.

### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Hoher Barrierschutz vor Stichverletzungen und exzellenter Schutz vor einem breiten Spektrum allgemein verwendeter Chemikalien.
- Chlorinierte Innenseite für ein einfaches Anzieheng
- Schutz vor einer Typ-I-Latexallergie
- Zu 100 % thiuramfreie Materialmischung reduziert erheblich das Risiko einer Typ-IV-Chemikalienallergie.

**WARNHINWEIS:** Kein Handschuh schützt zu 100 % vor allen Chemikalien. Die Anwender müssen die Eignung dieser Produkte für einen bestimmten Zweck oder Einsatzbereich oder für eine bestimmte Chemikalie testen.

### Empfohlen für

- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Erhöhte Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, insbesondere bei sensiblen Verfahren
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters und Patienten vor einer Typ-I-Latexallergie und Minimierung des Risikos einer Typ-IV-Chemikalienallergie
- Standarduntersuchungen von Patienten

### INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



## MICRO-TOUCH® Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH®-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH®-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

# MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

Hohe Tastsensibilität

## PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Nitril	Nicht aus Naturkautschuklatex	Ja
Farbe	Blau	Länge der Manschette	Standard
Puder Inhalt	Pudernfrei	Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	1,5 AQL	Dicke der Handfläche (mm / mil)	0.08 / 3.1
Fingerdicke (mm / mil)	0.12 / 4.7	Allergie-Prävention	Typ-I-Latex-, Typ-IV-Chemikalienallergie
Verfügbare Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8-9), XL (9.5 - 10)	Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)
Steril	Nein	Antistatisch	Nicht getestet
Gesamtlänge (mm / Zoll)	240/9,5	Produkt Segmentation	Hohe Tastsensibilität

## BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	700101	700102	700103	700104	700105

## VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	100 Handschuhe/Spender 10 Spender/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

## NORMEN UND ZERTIFIKATE

CE 0493, Kategorie III, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485

## Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Beschleunigerfrei

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

**Nordamerika**  
Tel. (USA): +1 800 952 9916  
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854  
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

**Lateinamerika und Karibik**  
Tel.: +52 (442) 296 20 50  
E-Mail: cslac@ansell.com  
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100  
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-Mail: info@ansell.eu

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Tel.: +603 8310 6688  
E-Mail: apac.medical@ansell.com

**Australien und Neuseeland**  
Tel.: +61 3 9270 7270  
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking.  
© 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.