

Skulderlange sterile latexhandsker, der giver omfattende personlig beskyttelse

- **Ekstra beskyttelse:** BioClean™ Maxima BLLS er anatomisk formede, skulderlange sterile latexhandsker, der er specielt designet til at give ekstra beskyttelse.
- **Høj komfort:** Disse renrumshandskers latexmateriale er i sig selv behageligt og fleksibelt, så de er nemme at bruge som personlige værnemidler.
- **Forbedret greb:** Disse sterile renrumshandsker har også en tekstureret håndflade og fingre, der forbedrer grebet.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** Disse BioClean™-handsker har gennemgået sterilisering med gammabestråling for at minimere risikoen for kontaminering i renrumsmiljøet.
- **Ægte tilpasningsevne:** Desuden er BioClean™ Maxima BLLS skulderlange PPE-handsker designet til at lette dobbelt påtagning.



VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **600 mm/24" længde:** For ekstra dækning og beskyttelse af armene
- **Latexsammensætning:** Kombination af fleksibilitet og komfort
- **Tekstureret overflade:** Til latexhandsker med forbedret greb

Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produktion/fremstilling
- Laboratorier og forskning og udvikling
- Afdeling for steril forarbejdning





Maxima BLLS

Steril engangshandske af latex til renrum

TEKNISK DATABLAD

	Produktoplysninger
Materiale	Naturgummilatex
Farve	Natur
Form	Håndspecifik
Manchet	Rullet
Produktion/QMS-auditstandarder	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Lovgivning	CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Fødevarekontakt, Kategori III
Emballage	Et par pr. indvendig PE-lomme; en lomme pr. forseget EasyTear PE-pose; 10 poser pr. forseget PE-yderpose; 10 yderposer pr. karton (100 par)
Oprindelsesland	
Tilgængelige størrelser	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
Pudderindhold	Upudret
Udvendig handskeoverflade	Prægede fingre og håndflade
Internal Glove Surface	klorerede
Sterilisationsmetode	Gammabestråling 25 kGy
Sterilisering minimumdosis	25kGy
Sterilitetskonfidensniveau	10 ⁻⁶
Renrumsklasse	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Holdbarhed	Fem (5) år fra fremstillingsdatoen.
Proteinniveau	50 µg/g eller mindre af total udvindeligt protein



Maxima BLLS

Steril engangshandske af latex til renrum

Fysiske egenskaber									Testmetode
Størrelser	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN 420
Længde (mm)	600/24								
Håndfladebredde (mm/in)	77/3	83/3,3	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,2	115/4,5	120/4.7	
Ingen huller	1,5 AQL ydeevne 2								EN 374-2
Typisk partikelantal $\geq 0,5\mu\text{m}$ (antal/cm ²)	<1200								TEST-RP-CC005.4
Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil)	0.18 / 7.09								EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse i finger (mm/mil)	0.20 / 7.87								EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse af manchet (mm/mil)	0.12 / 4.72								EN 455-2
Kraft ved brud (N) under ældning	$\geq 9\text{N}$								EN 455-2

IONINDHOLD

Koncentration i $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Standard	Koncentration i $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Standard
Ammonium	Ikke testet	Nitrat	0,01
Bromid	Ikke påvist	Nitrit	0,01
Calcium	0.07	Fosfat	Ikke påvist
Chlorid	0.12	Kalium	0.03
Fluorid	Ikke påvist	Natrium	0,01
Lithium	Ikke påvist	Sulfat	0,01
Magnesium	0.02	Zink	Ikke påvist

BESTILLINGSOPLYSNINGER

STØRRELSE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
GENBESTILLINGENR	BLLS60	BLLS65	BLLS70	BLLS75	BLLS80	BLLS85	BLLS90	BLLS100

STANDARDE FOR YDEEVNE OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitriflex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

