

# Albuelange renrumshandsker af nitril, modstandsdygtige over for en række kemikalier

- **Specialiseret beskyttelse:** BioClean™ Nerva BNAL renrumshandsker er designet til at beskytte brugeren mod en række kemikalier og har PPE kategori III-certificering.
- **Forbedrede funktioner:** Med en længde på 400 mm kan disse BioClean™-handsker beskytte mod krydskontaminering i albuelængde, mens den strukturerede overflade forbedrer grebet, og den perlede manchete sikrer en mere robust beskyttelse med færre risici for væskeafløb.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** Disse renrumshandsker er også latexfri, hvilket forhindrer type I latexallergi, mens deres pudderfri design yderligere minimerer risikoen for kontaminering af renrummet.



## VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Kemikalieresistenscertificering\*:** Til pålidelige renrumshandsker
- **Design med albuelængde:** Beskyttelse mod krydskontaminering med ekstra dækning
- **Ikke-partikulerende EasyTear emballage:** Reduceret risiko for kontaminering

\*PPE kategori III-certificeret

### Brancher

- Bioteknologisk produktion
- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Laboratorie, forskning og udvikling
- Medicoteknisk produktion
- Farmaceutisk produktion

### Anbefales til

- Stænk fra kemikalier
- Håndtering af kemikalier
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Stikprøveudtagning og behandling

## TEKNISK DATABLAD

	Produktoplysninger
Materiale	Nitril
Farve	Hvid
Form	Kan benyttes på begge hænder
Manchet	Rullet
Produktion/QMS-auditstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, NEBB Certified Cleanrooms
Lovgivning	CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, Kategori III, UKCA
Emballage	100 stk. pr. forseglede indvendig PE-pose; en indvendig PE-pose pr. forseglede PE-yderpose; 10 yderposer pr. karton (1000 stk.).  <b>Mere bæredygtig emballage:</b> Handskerne er pakket i genanvendelig plastemballage* og leveres i forsendelseskasser af genbrugspap. *Indpakning, pose, sæk og liner er fremstillet af polyethylen (PE)-baseret film. Tjek altid din lokale genbrugsstatus, da disse materialer muligvis ikke anses for at være egnede til genbrug i dit område.
Opbevaring	Holdes væk fra direkte sollys, opbevares tørt og i originalemballagen. Må ikke udsættes for ozonkilder. Hvis produkterne opbevares korrekt, som angivet, vil de ikke miste deres ydeevne eller ændre egenskaber væsentligt. Hvis produkterne skulle blive påvirket af ældning eller opbevaring, er udløbsdatoen angivet på emballeringsmaterialet.
Oprindelsesland	
Tilgængelige størrelser	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
Pudderindhold	Upudret
Udvendig handskeoverflade	Prægede fingre og håndflade
Internal Glove Surface	klorerede
Renrumsklasse	Klasse 10/ISO 4
Holdbarhed	Fem (5) år fra fremstillingsdatoen.
Testet til brug med cytostatika	Nej
Proteinniveau	Ikke relevant indeholder ingen naturgummilatex
Antistatisk	Ingen
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	• Ingen



## Nerva BNAL

Ikke-steril engangshandske af nitril til renrum

Fysiske egenskaber						Testmetode
Størrelser	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN ISO 21420
Længde (mm)	400/16					
Håndfladebredde (mm/in)	82/3,2	95/3,7	105/4,1	115/4,5	121/4,7	
Ingen huller	0,65 AQL ydeevne 3					EN 374-2
Typisk partikelantal $\geq 0,5\mu\text{m}$ (antal/cm <sup>2</sup> )	<2800					IEST-RP-CC005.4
Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil)	0.12 / 4.72					EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse i finger (mm/mil)	0.15 / 5.90					EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse af manchet (mm/mil)	0.07 / 2.76					EN 455-2
Kraft ved brud (N) under ældning	$\geq 6$ N					EN 455-2

## IONINDHOLD

Koncentration i $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Standard	Koncentration i $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Standard
Ammonium	0.020	Nitrat	0.500
Bromid	Tilgængelig på fil	Nitrit	Tilgængelig på fil
Calcium	0.400	Fosfat	0,060
Chlorid	0.030	Kalium	0,060
Fluorid	Tilgængelig på fil	Natrium	0.050
Lithium	Tilgængelig på fil	Sulfat	0,100
Magnesium	Tilgængelig på fil	Zink	Tilgængelig på fil

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

STØRRELSE	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
GENBESTILLINGSNR.	BNAL-S	BNAL-M	BNAL-XL	BNAL-XXL

## STANDARDE FOR YDEEVNE OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

### Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australien

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitriflex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

