

Ikke-sterile nitril RABS/isolator-handsker

Portstørrelse: 305mm/12"

- **Specialiseret beskyttelse:** Disse nitrilisolator/RABS-handsker er modstandsdygtige over for fordampet hydrogenperoxid (VHP), isopropylalkohol (IPA) og almindelige desinfektionsmidler, og de opfylder relevante standarder for håndtering af kemoterapimedicin.
- **Forbedret sikkerhed:** Disse nitrilisolator/RABS-handsker er 100 % vandlækagetestet og giver pålidelig person- og produktbeskyttelse.
- **Optimeret renhed:** Disse renrumshandsker er behandlet i overensstemmelse med ISO-renrumsstandarder for ultrarene RABS-handsker med lave partikelniveauer.



VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Overensstemmelse med ASTM D6978-05:** Egnet til håndtering af kemoterapimedicin
- **100 % testet for vandlækage:** Sikrer handskens integritet
- **ISO-renrumsbehandlet:** Til ultrarene isolatorhandsker

Brancher

- Farmaceutisk produktion
- Laboratorie, forskning og udvikling
- Råmateriale og klargøring
- Bioteknologisk produktion
- Produktion af halvledere

TEKNISK DATABLAD

Produktreference	CGL36NIT59
Materiale	Nitril
Farve	Hvid
Form	Kan benyttes på begge hænder
Udvendig handskeoverflade	Glat
Manchetstil	Rullet
Revisionsstandarder	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Emballageoversigt	Et stk. pr. forseglet indvendig PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet anden indvendig PE-pose; en anden indvendig pose pr. forseglet PE-yderpose; 20 yderposer pr. foret indvendig hvid Correx polyethylenæske (20 stk.)
Opbevaringsanvisninger	Holdes væk fra direkte sollys, opbevares tørt og i originalemballagen. Må ikke udsættes for ozonkilder. Hvis produkterne opbevares korrekt, som angivet, vil de ikke miste deres ydeevne eller ændre egenskaber væsentligt. Hvis produkterne skulle blive påvirket af ældning eller opbevaring, er udløbsdatoen angivet på emballeringsmaterialet.
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	9.75
Driftstemperaturområde	Fra -10 °C til 120 °C
Renrumsklasse	Klasse 10/ISO 4
Holdbarhed	Tre (3) år fra fremstillingsdatoen.
Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Proteinniveau	Ikke relevant indeholder ingen naturgummilatex
Standarder	ASTM D6978, CE 0493, EN 388:2016 + A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, UKCA



CGL36NIT59

Ikke-sterile RABS/isolerende handsker

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier	Testmetode
Størrelser	9.75	
Længde (mm)	840/33	EN ISO 21420
Håndfladebredde (mm/in)	127 mm	EN ISO 21420
Åbningsstørrelse	12"	
Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse i finger (mm/mil)	0.60/24	EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse af manchete (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

BESKYTTELSE MOD MEKANISKE RISICI, EN 388:2016+A1:2018

Risiko	Ydeevne
Slidstyrke	Level 4
Snitbestandighed	Level 1
Rivstyrke	Level 0
Punkteringsstyrke	Level 2
ISO 13997 Cut Resistance	Level X

BESTILLINGSOPLYSNINGER

	PORT SIZE	12"/305mm
	STØRRELSE	9.75
CGL36NIT59	GENBESTILLINGSNR.	CGL36NIT59

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tlf. i USA: +1 800 800 0444
Fax i USA: +1 800 800 0445
Tlf. i Canada: +1-800-363-8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Teknologi



NO RUBBER LATEX

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

