

# ENCORE® Latex Textured

OPERATIONSHANDSKER

## Pudderfri operationshandsker af latex sikrer et sikkert greb til sikker instrumenthåndtering

- **Forbedret greb:** Den strukturerede overflade på disse sterile latexhandsker giver et enestående greb om medicinske instrumenter under tørre eller fugtige forhold, hvilket gør dem til ideelle yderhandsker ved dobbelthandsker.
- **Øget taktil følsomhed:** Den unikke latexformulering og -proces gør det muligt at optimere tykkelsen af disse sterile handsker, så brugeren oplever den ideelle balance mellem taktil følsomhed og håndbeskyttelse.
- **Ubesværet på- og aftagning:** ENCORE® Latex Textured kirurgiske handsker er designet med en proprietær indvendig belægning, der gør det nemt at tage dem på i tør og fugtig tilstand, når de tages på første gang eller ved skift under operationen.
- **Testet til kemoterapi:** Disse teksturerede latexhandsker er testet i henhold til ASTM D6978 og er sikre at bruge sammen med en lang række kemoterapimedicin\*.



**FORSIGTIG:** Sikker brug af disse handsker af latex-sensibiliserede personer er ikke blevet fastslået. Dette produkt indeholder naturgummilatem, som kan forårsage allergiske reaktioner.

\*Kontakt Ansell's kundeservice for specifikke permeationstider og anbefalinger for kemoterapimedicin.

## Anbefales til

- Forbedret greb i våde miljøer
- Ekstra komfort under længerevarende indgreb
- Fugtig påtagning
- Brug som yderste handske, når der anvendes dobbelte handsker

## ANVENDTE TEKNOLOGIER



ENCORE®

# ENCORE® Latex Textured

OPERATIONSHANDSKER

## PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	Naturgummilatex
Pulverindhold	Upudret
Farve	Natur
Tykkelse	Standard
Manchetstil	Rullet med SureFit-teknologi
Udvendig handskeoverflade	Prægede fingre og håndflade
Indvendig handskeoverflade	Polymercoated med DermaShield-teknologi
Forebyggelse af allergi	Ingen
Grebniveau	Høj
Anbefaling om dobbelt handske	Yderhandske
Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	0,65 AQL
Steril	Ja
Produktstandarder	ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kvalitets-/miljøstandarder	EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Emballage	50 par i hver æske; 4 æsker i hver kasse; 200 par i hver kasse
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC), Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktkode	330101055	330101060	330101065	330101070	330101075	330101080	330101085	330101090

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

**Nordamerika**  
Tlf. i USA: 800 952 9916  
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel USA Tlf: 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Mellem- og Sydamerika**  
Tlf.: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
**Brasilien**  
Tlf.: +55-11-3356-3100  
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Mellemøsten og Afrika**  
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asien og Stillehavsområdet**  
Tlf.: +603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Indien**  
Tlf.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Australien og New Zealand**  
Tlf.: +61 3 9270 7270  
E-mail: protection@ap.ansell.com  
**Kina**  
Tlf.: +86(21) 3827 5005  
E-mail: infochina@ansell.com