

GAMMEX[®] Latex Micro

OPERATIONSHANDSKER

Pudderfri operationshandsker af latex med enestående taktil følsomhed og fingerfærdighed

- **Øget fingerfærdighed og taktil følsomhed:** Lavet 15 % tyndere end Ansell's standard latex operationshandsker for større kirurgisk finessedisse sterile GAMMEX[®]-handskerleverererenestående præcision, når du udfører delikate procedurer
- **Højere ergonomisk komfort:** Ansell's unikke anatomiske handskeformere leverer kirurgiske handsker designet til forbedret komfort og bevægelse for at reducere træthed i hænderne
- **Ubesværet at tage på og af:** En unik indvendig belægning, der er muliggjort af Ansell's påtagningsteknologi, gør det nemt at tage tøjet af og på under tørre eller fugtige hænder, uanset om det er den første påtagning eller under intraoperative procedurer.



FORSIGTIG: Det er ikke undersøgt, om latexoverfølsomme personer kan bruge disse handsker uden risiko. Dette produkt indeholder naturgummilætex, der kan forårsage allergiske reaktioner.

Anbefales til

- Al kirurgi, specielt komplicerede indgreb inden for øjen-, mikro- og hjerte/kar-kirurgi
- Forbedret fingerføling og smidighed, specielt til komplicerede indgreb
- Fugtig påtagning
- Forebyggelse af træthed i øjnene

ANVENDTE TEKNOLOGIER



GAMMEX[®] Innovation, der beskytter

Drevet af innovation er GAMMEX[®] kirurgiske handsker konstrueret til at imødekomme de udviklende brugerbehov i det kirurgiske samfund. Med unikke formuleringer og avancerede teknologier, ergonomisk komfort og overlegen beskyttelse, overdrager sundhedsarbejdere over hele verden deres hænder til vores.

GAMMEX[®] Latex Micro

OPERATIONSHANDSKER

PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	Naturgummilatex
Pulverindhold	Upudret
Farve	Brun
Tykkelse	Micro
Manchetstil	Lige manchet med SureFit-teknologi
Udvendig handskeoverflade	Glat med mikropræget overflade
Indvendig handskeoverflade	Polymercoated med DermaShield-teknologi
Forebyggelse af allergi	Ingen
Grebniveau	Moderat
Anbefaling om dobbelt handske	Yderhandske eller underhandske
Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	0,65 AQL
Steril	Ja
Produktstandarder	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kvalitets-/miljøstandarder	EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Emballage	50 par i hver æske; 4 æsker i hver kasse; 200 par i hver kasse
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Natrium di-n-butylthiocarbamat (SDBC), Zinkdiethylthiocarbamat (ZDEC), Zink-2-mercaptobenzothiazol (ZMBT)

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktkode	330052055	330052060	330052065	330052070	330052075	330052080	330052085	330052090

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

Nordamerika
Tlf. i USA: 800 952 9916
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tlf: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mellem- og Sydamerika
Tlf.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasilien
Tlf.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellemøsten og Afrika
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asien og Stillehavsområdet
Tlf.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tlf.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien og New Zealand
Tlf.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Kina
Tlf.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com