

GAMMEX® Latex Ortho

OPERATIONSHANDSKER

Ultratykke, pudderfri latexhandsker, der er designet til at modstå kirurgiske indgreb med elværktøj

- **Tilføjet beskyttelse:** Disse brune farvekirurgiske handsker er pudderfri og fremstillet 50% tykkere end Ansell's standard latexhandsker ved hjælp af Ansell's ekstra tykke formulering, hvilket gør dem velegnede til højrisikoprocedurer som ortokirurgi for at beskytte brugerne mod elværktøj og knoglefragmenter.
- **Exceptionelt godt greb:** GAMMEX® Latex Ortho pudderfri sterile handsker har strukturerede fingre og håndflade for sikkert greb ved håndtering af elværktøj under tørre eller fugtige forhold.
- **Ubesværet donning:** Ansell's unikke påtagningshjælpsteknologi gør det muligt at påføre en polymerbelægning på indersiden af handsken for nem på- og aftagning, uanset om det er første gang eller under intraoperative skift.
- **Kemo-testet:** Disse sterile latex kirurgiske handsker er testet i henhold til ASTM D6978 og kan bruges med en lang række cytotoxiske midler**.

FORSIGTIG: Sikker brug af disse handsker af latex-sensibiliserede personer er ikke blevet fastslået. Dette produkt indeholder naturgummilætex, som kan forårsage allergiske reaktioner.

*Sammenlignet med Ansell's standard latexhandsker

**Kontakt Ansell Customer Service for specifikke permeationstider og anbefalinger for kemoterapi/medicin.

Anbefales til

- Al kirurgi, specielt ortopædiske indgreb og traume- og hjerteindgreb med høj risiko
- Fugtig påtagning
- Forbedret greb i våde miljøer

ANVENDTE TEKNOLOGIER



GAMMEX® Innovation, der beskytter

Drevet af innovation er GAMMEX® kirurgiske handsker konstrueret til at imødekomme de udviklende brugerbehov i det kirurgiske samfund. Med unikke formuleringer og avancerede teknologier, ergonomisk komfort og overlegen beskyttelse, overdrager sundhedsarbejdere over hele verden deres hænder til vores.

GAMMEX[®] Latex Ortho

OPERATIONSHANDSKER

PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	Naturgummilatex
Pulverindhold	Upudret
Farve	Brun
Tykkelse	Ortho
Manchetstil	Rullet med SureFit-teknologi
Udvendig handskeoverflade	Prægede fingre og håndflade
Indvendig handskeoverflade	Polymercoated med DermaShield-teknologi
Forebyggelse af allergi	Ingen
Grebniveau	Høj
Anbefaling om dobbelt handske	Yderhandske
Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	0,65 AQL
Steril	Ja
Produktstandarder	AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 388:2016 +A1:2018, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kvalitets-/miljøstandarder	EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Emballage	50 par i hver æske; 4 æsker i hver kasse; 200 par i hver kasse
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC), Zinkdibutylidithiocarbamat (ZDBC)

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktkode	330065060	330065065	330065070	330065075	330065080	330065085	330065090

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

Nordamerika
Tlf. i USA: 800 952 9916
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tlf: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mellem- og Sydamerika
Tlf.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasilien
Tlf.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellemøsten og Afrika
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asien og Stillehavsområdet
Tlf.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tlf.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien og New Zealand
Tlf.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Kina
Tlf.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com