

GAMMEX® Non-Latex PI Micro

OPERATIONSHANDSKER

Hudvenlige operationshandsker af polyisopren, der giver enestående fingerfærdighed og taktil følsomhed

- **Øget taktil følsomhed og fingerfærdighed:** Kombinationen af Ansell's unikke bløde, men stærke polyisoprenformulering og -proces gør GAMMEX® Non-Latex PI Micro-kirurgiske handsker 15 % tyndere*, hvilket giver enestående kirurgisk finesse og håndbeskyttelse.
- **Hudvenlige:** Disse kirurgiske handsker uden latex eliminerer enhver risiko for at udvikle en type I latexallergi, mens deres banebrydende ikke-sensibiliserende polyisopren (PI) formulering eliminerer brugen af kemiske accelerators, der er kendt for at forårsage allergisk kontaktdermatitis.
- **Fremergende grebseffektivitet:** Den unikke mikroteksturerede overflade giver et sikkert greb, når man håndterer kirurgiske instrumenter under både tørre og fugtige forhold.
- **Kemotestet:** Disse sterile kirurgiske handsker er testet i henhold til ASTM D6978 og kan sikkert bruges sammen med en række kemoterapimedier***.



***Kontakt Ansell Customer Service for specifikke permeationstider og anbefalinger for kemoterapimedier.

Anbefales til

- Al kirurgi, specielt komplicerede indgreb inden for øjen-, mikro- og hjerte/kar-kirurgi
- Forbedret fingerføling og smidighed, specielt til komplicerede indgreb
- Beskyttelse mod kemiske accelerators som f.eks. thiuramer, carbamater og mercapto, som vides at medføre Type IV-allergier
- Kan anvendes til procedurer i forbindelse med in vitro fertilisering (IVF), når Mouse Embryo Assay-testen (MEA) er bestået

ANVENDTE TEKNOLOGIER



GAMMEX® Innovation, der beskytter

Drevet af innovation er GAMMEX® kirurgiske handsker konstrueret til at imødekomme de udviklende brugerbehov i det kirurgiske samfund. Med unikke formuleringer og avancerede teknologier, ergonomisk komfort og overlegen beskyttelse, overdrager sundhedsarbejdere over hele verden deres hænder til vores.

GAMMEX® Non-Latex PI Micro

OPERATIONSHANDSKER

PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	PI (polyisopren)
Pulverindhold	Upudret
Farve	Hvid
Tykkelse	Micro
Manchetstil	Rullet med SureFit-teknologi
Udvendig handskeoverflade	Glat med mikropræget overflade
Indvendig handskeoverflade	Polymercoated med DermaShield-teknologi
Forebyggelse af allergi	Latex (Type I)
Grebniveau	Moderat
Anbefaling om dobbelt handske	Yderhandske
Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	0,65 AQL
Steril	Ja
Produktstandarder	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107
Kvalitets-/miljøstandarder	EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Emballage	50 par i hver æske; 4 æsker i hver kasse; 200 par i hver kasse
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Xanthater, Zinkdibutylidithiocarbamat

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktkode	340057055	340057060	340057065	340057070	340057075	340057080	340057085	340057090

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

Nordamerika
Tlf. i USA: 800 952 9916
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tlf: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mellem- og Sydamerika
Tlf.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasilien
Tlf.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellemøsten og Afrika
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asien og Stillehavsområdet
Tlf.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tlf.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien og New Zealand
Tlf.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Kina
Tlf.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com