

# GAMMEX® Non-Latex PI Textured

OPERATIONSHANDSKER

## Hudvenlige operationshandsker af polyisopren med struktureret yderside, der giver et fremragende greb

- **Forbedret greb:** Disse syntetiske operationshandskers teksturerede finish forbedrer grebet om instrumenterne, så de kan håndteres sikkert i våde miljøer, især under højrisikoprocedurer.
- **Nemme dobbelte handsker:** Anells patenterede teknologi til påtagningshjælp, der bedst bruges som yderhandske ved dobbelthandsker, omfatter en indre polymerbelægning, der letter påtagning og aftagning under intraoperative skift.
- **Optimeret forebyggelse af allergener:** Disse sterile polyisoprenhandsker eliminerer risikoen for at udvikle latexallergi og hjælper med at forhindre sensibilisering til allergisk kontaktdermatitis, da de ikke er fremstillet med kemiske accelerators, der er kendt for at være allergifremkaldende.
- **Kemotestet:** GAMMEX® Non-Latex PI Textured handsker er testet til håndtering af en række cytotoksiske lægemidler i henhold til ASTM D6978\*\*.



\*\*Kontakt Ansell Customer Service for specifikke permeationstider og anbefalinger for kemoterapimedien.

### Anbefales til

- Al kirurgi, specielt ortopædiske indgreb og traume- og hjerteindgreb med høj risiko
- Forbedret greb i våde miljøer
- Beskyttelse mod kemiske accelerators som f.eks. thiuramer, carbamater og mercapto, som vides at medføre Type IV-allergier
- Brug som yderste handske, når der anvendes dobbelte handsker
- Kan anvendes til procedurer i forbindelse med in vitro fertilisering (IVF), når Mouse Embryo Assay-testen (MEA) er bestået

### ANVENDTE TEKNOLOGIER



### GAMMEX® Innovation, der beskytter

Drevet af innovation er GAMMEX® kirurgiske handsker konstrueret til at imødekomme de udviklende brugerbehov i det kirurgiske samfund. Med unikke formuleringer og avancerede teknologier, ergonomisk komfort og overlegen beskyttelse, overdrager sundhedsarbejdere over hele verden deres hænder til vores.

# GAMMEX<sup>®</sup> Non-Latex PI Textured

OPERATIONSHANDSKER

## PRODUKTOPLYSNINGER

|   |   |
|---|---|
| Materiale                               | PI (polyisopren)  |
| Pulverindhold                           | Upudret   |
| Farve                                   | Hvid  |
| Tykkelse                                | Standard  |
| Manchetstil                             | Rullet med SureFit-teknologi  |
| Udvendig handskeoverflade               | Prægede fingre og håndflade   |
| Indvendig handskeoverflade              | Polymercoated med DermaShield-teknologi   |
| Forebyggelse af allergi                 | Latex (Type I)  |
| Grebniveau                              | Høj   |
| Anbefaling om dobbelt handske           | Yderhandske   |
| Testet for brug med cytostatika         | Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 og cleareret af FDA i USA  |
| Frihed fra huller (inspektionsniveau I) | 0,4 AQL   |
| Steril                                  | Ja  |
| Produktstandarder                       | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
| Kvalitets-/miljøstandarder              | EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP  |
| Emballage                               | 50 par i hver æske; 4 æsker i hver kasse; 200 par i hver kasse  |
| Holdbarhed                              | 3 år  |
| Opbevaringsanvisninger                  | Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse   |
| Kemiske vulkaniseringsacceleratorer     | Xanthater, Zinkdibutylidithiocarbamat   |

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

| Størrelse   | 5.5       | 6         | 6.5       | 7         | 7.5       | 8         | 8.5       | 9         |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktkode | 340054055 | 340054060 | 340054065 | 340054070 | 340054075 | 340054080 | 340054085 | 340054090 |

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

**Nordamerika**  
Tlf. i USA: 800 952 9916  
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel USA Tlf: 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Mellem- og Sydamerika**  
Tlf.: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
**Brasilien**  
Tlf.: +55-11-3356-3100  
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Mellemøsten og Afrika**  
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asien og Stillehavsområdet**  
Tlf.: +603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Indien**  
Tlf.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Australien og New Zealand**  
Tlf.: +61 3 9270 7270  
E-mail: protection@ap.ansell.com  
**Kina**  
Tlf.: +86(21) 3827 5005  
E-mail: infochina@ansell.com