

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

OPERATIONSHANDSKER

Bløde, hudvenlige operationshandsker af polyisopren, der giver øget taktil følsomhed

- **Overlegen komfort og beskyttelse:** Ansell's egenudviklede bløde, men stærke formulering giver øget komfort og håndbeskyttelse ved brug af dobbelthandsker.
- **Nem opdagelse af brud:** Disse sterile handsker er grønne og gør det nemt og hurtigt at opdage brud, når de bæres med en cremefarvet eller hvid yderhandske.
- **Optimal beskyttelse mod allergi:** Da disse operationshandsker af polyisopren ikke er af latex, eliminerer de risikoen for at udvikle latexallergi, mens deres hudvenlige formulering hjælper med at minimere risikoen for at udvikle en kemisk allergi af type IV, da kemiske accelerators, der er kendt for at forårsage hudallergi, er blevet fjernet.
- **Ubesværet at tage på og af:** En unik indvendig belægning gør det nemt at tage tøjet af og på under tørre eller fugtige forhold.



Anbefales til

- Al kirurgi, specielt ortopædiske indgreb og traume- og hjerteindgreb med høj risiko
- Nemt at se huller i handsken
- Beskyttelse mod kemiske accelerators som f.eks. thiuramer, carbamater og mercapto, som vides at medføre Type IV-allergier
- Kan anvendes til procedurer i forbindelse med in vitro fertilisering (IVF), når Mouse Embryo Assay-testen (MEA) er bestået

ANVENDTE TEKNOLOGIER



GAMMEX® Innovation, der beskytter

Drevet af innovation er GAMMEX® kirurgiske handsker konstrueret til at imødekomme de udviklende brugerbehov i det kirurgiske samfund. Med unikke formuleringer og avancerede teknologier, ergonomisk komfort og overlegen beskyttelse, overdrager sundhedsarbejdere over hele verden deres hænder til vores.

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

OPERATIONSHANDSKER

PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	PI (polyisopren)
Pulverindhold	Upudret
Farve	Grøn
Tykkelse	Micro
Manchetstil	Rullet med SureFit-teknologi
Udvendig handskeoverflade	Glat med mikropreget overflade
Indvendig handskeoverflade	Polymercoated med DermaShield-teknologi
Forebyggelse af allergi	Latex (Type I)
Grebniveau	Lav
Anbefaling om dobbelt handske	Underhandske
Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	0,65 AQL
Steril	Ja
Produktstandarder	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kvalitets-/miljøstandarder	EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Emballage	50 par i hver æske; 4 æsker i hver kasse; 200 par i hver kasse
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Xanthater, Zinkdibutyldithiocarbamat

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktkode	340058055	340058060	340058065	340058070	340058075	340058080	340058085	340058090

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

Nordamerika
Tlf. i USA: 800 952 9916
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tlf: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mellem- og Sydamerika
Tlf.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cs lac@ansell.com
Brasilien
Tlf.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellemøsten og Afrika
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asien og Stillehavsområdet
Tlf.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tlf.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien og New Zealand
Tlf.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Kina
Tlf.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com

ansell.com

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.