

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

Standard tynd

Nitril, pudderfri medicinsk undersøgelseshandske med enestående pasform og pålidelig beskyttelse

- **Behagelig pasform:** Disse ikke-sterile handsker har en avanceret stretchformulering for ultimativ komfort, pasform og følelse.
- **Øget følsomhed:** Avanceret formulering giver bedre taktil følsomhed
- **Stærk barriereintegritet:** En AQL, der er bedre end krævet af industristandarden ASTM D6319, giver en ensartet produktion af høj kvalitet.
- **Smart pakket:** Emballage med 200 stk. reducerer spild
- **Specialiseret beskyttelse:** Testet til brug med 17 kemikalier og godkendt til brug med kemoterapimedisin, hvilket gør den ideel til næsten alle kliniske miljøer.



*Se produktemballagen for detaljer

Anbefales til

- Testet for brug med kemoterapistoffer
- Beskyttelse mod latexallergi type I hos sundhedsmedarbejdere eller patienter
- Standardmæssige undersøgelsesprocedurer med moderat risiko
- Miljøvenlige faciliteter

ANVENDTE TEKNOLOGIER



MICRO-TOUCH® Everyday, Everywhere Protection

MICRO-TOUCH® premium medical examination gloves are scientifically designed to complement every need of medical professionals. Sophisticated design features include Ansell ergonomic technologies that ensure comfort during extended procedures, wet grip innovations that prevent harmful mishandling, and micro-thin films for maximum sensitivity. Caregivers who are fully prepared and comfortably protected by versatile MICRO-TOUCH styles have the peace of mind to focus on what matters most: the health and protection of themselves and their patients.

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

Standard tynd

PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	Nitril	Ikke fremstillet af naturgummilætex	Ja
Farve	Blå	Manchetslængde	Standard
Pulverindhold	Upudret	Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	1,5 AQL	Fingertykkelse (mm/mil)	0.09 / 3.5
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.07 / 2.8	Forebyggelse af allergi	Latex (Type I)
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 og cleared af FDA i USA
Steril	Nej	Antistatisk	Ikke testet
Handskelængde (mm)	240/9,5	Produktsegmentering	Standard tynd

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	XL (9.5 - 10)	
Produktkode	313041060	313041065	313041070	313041075	313041080

PAKNING OG OPBEVARING

Emballage	200 handsker i hver æske 10 æsker i hver kasse
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse

STANDARDS OG CERTIFICERINGER

ASTM D6319, CE 0493, Kategori III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Fødevarekontakt, UKCA

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

Zinkdibutylidithiocarbamat (ZDBC)	Zinkdiethylidithiocarbamat (ZDEC)
-----------------------------------	-----------------------------------

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

Nordamerika Tlf. i USA: 800 952 9916 Tlf. i Canada: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com	Latinamerika og Caribien Tlf.: +52(442) 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com Tlf. i Brasilien: +55-11-3356-3100 E-mail i Brasilien: luvax.medicas@ansell.com	Europa, Mellemøsten og Afrika Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu	Asien og Stillehavsområdet Tlf.: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com	Australien og New Zealand Tlf.: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com
--	--	--	---	--

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.