

MICRO-TOUCH® Nitril (hvid)

Standard tynd

Hvid medicinsk undersøgelseshandske i nitril med strukturerede fingerspidser

- **Øget taktilitet:** På grund af sit lette design giver denne handske forbedret taktilitet og fingerfærdighed
- **Reduceret risiko for allergi:** Nitrilmateriale forhindrer type I-allergi (latex)
- **Smart emballage:** Emballage med 150 stk. reducerer spild
- **Sikkert greb:** Teksturerede fingerspidser sikrer sikker håndtering af medicinske instrumenter
- **Nem at tage på og af:** Den indvendige polymerbelægning reducerer friktionen og gør det nemt at tage tøjet af og på.
- **Specialiseret beskyttelse:** Testet og godkendt til brug med kemoterapimedicin*.



*Se produktemballagen for detaljer

Anbefales til

- Testet for brug med kemoterapistoffer
- Standardmæssige undersøgelsesprocedurer med moderat risiko
- Miljøvenlige faciliteter
- Beskyttelse mod latexallergi type I hos sundhedsmedarbejdere eller patienter

ANVENDTE TEKNOLOGIER



MICRO-TOUCH® Everyday, Everywhere Protection

MICRO-TOUCH® premium medical examination gloves are scientifically designed to complement every need of medical professionals. Sophisticated design features include Ansell ergonomic technologies that ensure comfort during extended procedures, wet grip innovations that prevent harmful mishandling, and micro-thin films for maximum sensitivity. Caregivers who are fully prepared and comfortably protected by versatile MICRO-TOUCH styles have the peace of mind to focus on what matters most: the health and protection of themselves and their patients.

MICRO-TOUCH® Nitril (hvid)

Standard tynd

PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	Nitril	Ikke fremstillet af naturgummilætex	Ja
Farve	Hvid	Manchetlængde	Standard
Pulverindhold	Upudret	Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	1,5 AQL	Fingertykkelse (mm/mil)	0.11 / 4.3
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.07 / 2.8	Forebyggelse af allergi	Latex (Type I)
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Steril	Nej	Antistatisk	Ikke testet
Handskelængde (mm)	240/9,5	Produktsegmentering	Standard tynd

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)
Produktkode	700151	700152	700153	700154	700155

PAKNING OG OPBEVARING

Emballage	150 handsker pr. dispenser 10 dispensere pr. kasse 1500 handsker pr. kasse *120 handsker pr. dispenser (størrelse XL) * 1200 handsker pr. kasse (størrelse XL)
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse

STANDARDS OG CERTIFICERINGER

ASTM D6319, CE 0493, Kategori III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Gummi, UKCA

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

Zinkdibutylidithiocarbamat (ZDBC)	
-----------------------------------	--

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

Nordamerika
Tlf. i USA: 800 952 9916
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com

Latinamerika og Caribien
Tlf.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Tlf. i Brasilien: +55-11-3356-3100
E-mail i Brasilien: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellemøsten og Afrika
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asien og Stillehavsområdet
Tlf.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Australien og New Zealand
Tlf.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.