

Nitrilundersøgelseshandsker med fremragende fingerfærdighed og forbedret komfort, pasform og følelse

- **Høj komfort:** Disse tynde, sorte nitrilhandsker til medicinske undersøgelser giver forbedret fingerfærdighed og taktilitet i et tyndt, men stærkt design
- **Sort nitril:** Den karakteristiske sorte farve giver kontrast og skjuler samtidig olie, kropsvæsker og andre pletter.
- **ERGOFORM™-teknologi:** ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology reducerer muskelbelastning under gentagne opgaver og forbedrer medarbejdernes komfort og produktivitet.
- **Optimeret greb:** Tekstureret på fingerspidserne for sikker håndtering af instrumenter og materialer



Brancher

- Mad Service
- Kosmetik
- Tatovering
- Bilindustriens eftermarked
- Kemisk
- Medicinske nødtjenester
- Sundhed
- Retshåndhævende myndigheder
- Pharma
- Dental
- Maskineri og udstyr
- Metalproduktion

Anbefales til

- Generelle tandlægeopgaver
- Standardundersøgelser af patienter
- Nødtjenester
- Catering / Måltid forberedelse
- Generelle formål på bilindustriens eftermarked
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr
- Laboratorieanalyser
- Kosmetiske procedurer
- Tatovering

TEKNISK DATABLAD

Produktoplysninger	
Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Revisionsstandarder	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Produktcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, Anvisa 81496190021 / CA 48.379, INVIMA 2015DM-0013417, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019, ISO 9001, ISO 13485, UKCA, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ASTM D6319, EN 421:2010
Emballageoversigt	Kasse = 1000 handsker/10 dispensere; Dispenser = 100 handsker 2XL: Kasse = 900 handsker/10 dispensere; Dispenser=90 handsker
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Produktsegmentering	Høj følsomhed
Antistatisk	Ingen
Silikonfri	Ingen
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) <p><i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i></p>

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	245/9,6		ASTM D6319, EN 455-2
Uden huller (inspektionsniveau I)	1,5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Fingertykkelse (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	FØR ÆLDNING	EFTER ÆLDNING	
Maksimal trækstyrke (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Trækning ved brud (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Brudkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkode	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os **Teknologi på**

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

