

Komfortable sterile nitril-engangshandsker, fremstillet til renrumsmiljøer i klasse 100 (ISO 5)

- **Øget beskyttelse og holdbarhed:** TouchNTuff® 93-700 renrumshandskers unikke nitrilformulering sikrer komfort, holdbarhed og beskyttelse mod kemikaliesprøjt
- **Sikring af sterilitet:** Disse beskyttelseshandsker er steriliseret ved gammabestråling, hvilket sikrer dem et sterilitetssikringsniveau (SAL) på 10⁻⁶.
- **Sikret produktintegritet:** Derudover er de silikonefri, hvilket mindsker risikoen for overførsel af forurenende stoffer, der kan kompromittere produktets integritet.



VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Egenudviklet nitrilformulering:** Holdbarhed og beskyttelse mod kemikaliesprøjt
- **Gammasterilisering:** Et sterilitetssikringsniveau (SAL) på 10⁻⁶
- **Silikonefri:** Sikker produktbeskyttelse

Brancher

- Bioteknologisk produktion
- Elektronikfremstilling

Anbefales til

- Rengøring og klargøring af renrum
- Blanding, sammensatte faste stoffer og væsker
- Rengøring efter spild eller lækage
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Påfyldning af centrifuger og kromatografisøjler
- Montering af dele
- Vejning og dispensering af faste og flydende råmaterialer

TEKNISK DATABLAD


	Produktoplysninger
Materiale	Nitril
Farve	Grøn
Form	Kan benyttes på begge hænder
Manchet	Rullet
Produktion/QMS-auditstandarder	ISO 9001:2015
Lovgivning	ASTM D6978, Kategori III, CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, Gummi, UKCA
Emballage	1 par/poly wallet forseglet i en polykonvolut; 10 par/yderste polybag; 5 forseglede ydre polybags/master polybag; 4 forseglede master polybags/foret karton/æske; 200 par/karton (kasse). Mere bæredygtig emballage: Disse sterile nitrilhandsker er pakket i genanvendelig plastemballage* og leveres i forsendelseskasser af genbrugspap. *Indpakning, pose, sæk og liner er fremstillet af polyethylen (PE)-baseret film. Tjek altid din lokale genbrugsstatus, da disse materialer muligvis ikke anses for at være egnede til genbrug i dit område.
Opbevaring	Holdes væk fra direkte sollys, opbevares tørt og i originalemballagen. Må ikke udsættes for ozonkilder. Hvis produkterne opbevares korrekt, som angivet, vil de ikke miste deres ydeevne eller ændre egenskaber væsentligt. Hvis produkterne skulle blive påvirket af ældning eller opbevaring, er udløbsdatoen angivet på emballeringsmaterialet.
Tilgængelige størrelser	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Pudderindhold	Upudret
Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Internal Glove Surface	Upudret klorineret
Sterilisationsmetode	Gammabestråling 25 kGy
Renrumsklasse	Klasse 100/ISO 5
Holdbarhed	3 år
Testet til brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Proteinniveau	Ikke relevant indeholder ingen naturgummilatex
Antistatisk	Ja
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	- Zinkmercaptobenzothiazol (ZMBT) - Zinkdibutylthiocarbamat (ZDBC) <i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i>

Fysiske egenskaber		Testmetode
Længde (mm)	300/12	EN ISO 21420
Ingen huller	1,5 AQL	EN 374-2
Typisk partikelantal $\geq 0,5\mu\text{m}$ (antal/cm ²)	≤ 1.200 partikler / cm ²	IEST-RP-CC005.4
Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil)	0.13 / 5.1	EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse i finger (mm/mil)	0.17 / 4.3	EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse af manchet (mm/mil)	0.08 / 3.1	EN 455-2
Ultimativ trækstyrke (MPa) under ældning	≥ 14	ASTM D412-06a
Kraft ved brud (N) under ældning	Min. 6	EN 455-2

BESTILLINGSOPLYSNINGER

STØRRELSE	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	XL (9.5 - 10)
GENBESTILLINGSNR.	93700060	93700070	93700080	93700100

STANDARDS FOR YDEEVNE OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitrilex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.