

Sterile engangshandsker af neopren, designet til brug i aseptiske miljøer og renrum i klasse 100 (ISO 5)/grad A

- **Forbedret holdbarhed:** TouchNTuff® DermaShield™ 73-701 sterile engangshandsker har en unik neopren-sammensætning, der giver større holdbarhed og punkteringsmodstand
- **Reduceret risiko for allergi:** Disse neoprenhandsker, der er designet til aseptiske miljøer og fri for latexproteiner og kemiske accelerators, forebygger risikoen for type I- og type IV-allergier og overfølsomhed.
- **Forbedrede funktioner:** Den perlede manchet, designet med SUREFIT™ Cuff Roll-Down Technology, forhindrer manchetterne i at rulle ned, hvilket gør det lettere at holde ud at have dem på.
- **Øget beskyttelse:** Ud over robusthed har disse neoprenhandsker en høj grad af modstandsdygtighed over for kemiske stænk og beskytter hænderne mod forskellige farer.



VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Neopren-formulering:** Fremragende punkteringsmodstand og holdbarhed
- **SUREFIT™-teknologi:** Mindre risiko for, at manchetten ruller ned
- **Latexfri, fri for kemiske accelerators:** Risiko for type I- og type IV-allergi elimineret

Brancher

- Farmaceutisk produktion
- Laboratorie, forskning og udvikling
- Bioteknologisk produktion
- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produktion/fremstilling

WWW.ANSELL.COM

Anbefales til

- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Stikprøveudtagning og behandling
- Blanding, sammensatte faste stoffer og væsker
- Påfyldning og etikettering af aseptisk medicin



Ansell

TEKNISK DATABLAD

	Produktoplysninger
Materiale	Neopren (polychloropren)
Farve	Grøn
Form	Anatomisk med buede fingre
Manchet	Lige manchet med SureFit-teknologi
Produktion/QMS-auditstandarder	ISO 9001:2015
Lovgivning	21 CFR § 820 Quality System regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 9001:2015, Kategori III, UKCA , AS/NZS 4179
Emballage	1 par pr. inderpakning; en inderpakning pr. smart pack; 25 smart packs pr. inderpose; 2 inderposer pr. yderpose; 4 yderposer pr. foret karton; 200 par pr. karton
Tilgængelige størrelser	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Pudderindhold	Upudret
Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Internal Glove Surface	Polymercoated med DermaShield-teknologi
Sterilisationsmetode	Gammabestråling 25 kGy
Renrumsklasse	Class 100/ISO Class 5 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Holdbarhed	5 år
Testet til brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Proteinniveau	Ikke relevant indeholder ingen naturgummilatex
Antistatisk	Ingen
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	• Ingen

Fysiske egenskaber									Testmetode
Størrelser	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN 420/ASTM D3767
Længde (mm)	295/11,6								
Håndfladebredde (mm/in)	73/2.87	78/3.07	84/3.31	90/3.54	96/3.78	103/4	109.5/4.3117/4.6		
Ingen huller	0,65 AQL								EN 455-1/ASTM D3577
Typisk partikelantal $\geq 0,5\mu\text{m}$ (antal/cm ²)	≤ 3500								IEST-RP-CC005.4
Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil)	0.19 / 7.5								EN 420/ASTM D3767
Mål enkeltlagstykkelse i finger (mm/mil)	0.21 / 8.27								EN 420/ASTM D3767
Mål enkeltlagstykkelse af manchet (mm/mil)	0.15/5.9								EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17								ASTM D412-06a
Ultimativ trækstyrke (MPa) under ældning	12								ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9								EN 455-2
Kraft ved brud (N) under ældning	9								EN 455-2

BESTILLINGSOPLYSNINGER

STØRRELSE	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
GENBESTILLINGSNUMMER	73701055	73701060	73701065	73701070	73701075	73701080	73701085	73701090

STANDARDE FOR YDEEVNE OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.