

GAMMEX® Latex Textured

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guantes quirúrgicos de látex sin polvo que garantizan una manipulación y un agarre seguros del instrumental

- **Agarre mejorado:** el acabado microtexturizado y el tratamiento especial de la superficie externa de estos guantes quirúrgicos estériles proporcionan una manipulación segura del instrumental quirúrgico en condiciones secas o húmedas.
- **Sensibilidad táctil optimizada:** El grosor ideal de los guantes garantiza la sensibilidad táctil que necesitan los usuarios de guantes sin comprometer la protección de barrera.
- **Se pone y se quita sin esfuerzo:** Un revestimiento interno único, posible gracias a la tecnología de ayuda a la colocación de Ansell, permite una colocación y retirada fáciles con las manos secas o húmedas, ya sea en la primera colocación o durante procedimientos intraoperatorios.
- **Probados para quimioterapia:** Probados según ASTM D6978, estos guantes de látex estériles son seguros para su uso con una amplia gama de fármacos de quimioterapia*.



PRECAUCIÓN: No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por personas sensibilizadas al látex. Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

*Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener recomendaciones y tiempos específicos de permeación de fármacos quimioterapéuticos.

Recomendado para

- Procedimientos estériles en quirófano.
- Mejor agarre en entornos húmedos
- Enguantado con las manos secas y húmedas
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos
- Uso como guante exterior en caso de doble enguantado

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



GAMMEX® Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

GAMMEX® Latex Textured

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Natural
Grosor	Estándar
Tipo de Puño	Recto con tecnología SUREFIT™
Superficie Externa del Guante	Dedos y palma con textura
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™
Prevención contra Alergias	Ninguna
Nivel de Agarre	Alto
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 0,65
Estéril	Sí
Normativas del producto	ASTM D3577, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	50 pares por caja; 4 cajas por caja de embalaje; 200 pares por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ), Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	331300655	331300660	331300665	331300670	331300675	331300680	331300685	331300690

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Ansell Commercial Mexico
Tel: +52 442 296 2050
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Brasil Ltda
+55 (11) 3356-3100
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Colombia SAS
Tel: +57 1 288 3247
Email: latam.medical@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu
Asia Pacífico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: + 91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
China
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com