

# Guante de examen médico de nitrilo blanco con tecnología hidratante de la piel HYDRASOFT™.

- **Tecnología hidratante de la piel HYDRASOFT™:** Se ha demostrado que el exclusivo revestimiento interior ayuda a la piel a retener 2 veces más humedad\* que los guantes sin tecnología HYDRASOFT™, evitando la sequedad y la incomodidad.
- **Ajuste cómodo:** la suave formulación de nitrilo proporciona un ajuste y un tacto cómodos.
- **Mayor sensibilidad al tacto:** La construcción ligera de nitrilo proporciona mayor comodidad y tacto mientras se trabaja

\*basado en pruebas internas (datos en archivo)



NOW FEATURING  
**HYDRASOFT™**  
Skin Moisturizing Technology

### Industrias

- Dental
- Atención Médica
- Ciencias de la Vida

### Recomendado para

- Toma y procesado de muestras
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes
- Exámenes estándar de pacientes
- Mayor sensibilidad táctil y destreza, especialmente durante intervenciones delicadas.
- Exploraciones orales
- Análisis de laboratorio
- Realización de pruebas
- Ayudando a proteger la piel de la resequead o el agrietamiento
- Producción farmacéutica
- Odontología general

# FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información sobre el Producto	
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Normas de Auditoría	ISO 13485, ISO 9001
Certificación del Producto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, ASTM D6319, CE Number, EN 455 1-4, EN ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, UKCA, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove
Resumen de Empaque	100 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja 1000 guantes por caja
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Indonesia
Segmentación de Productos	Alto Contacto
Antiestático	No probado
Sin Silicona	No
Aceleradores químicos de vulcanización	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)</li> <li>Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ)</li> </ul> <p><i>Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.</i></p>

## PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	245 / 9,6		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
	<b>ANTES DE UTILIZAR</b>	<b>DESPUS DE UTILIZAR</b>	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	≥ 6N	≥ 6	

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	TQ-601-XS	TQ-601-S	TQ-601-M	TQ-601-L	TQ-601-XL

## Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



## Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacific Region

MY +603 8310 6688  
apac.medical@ansell.com  
CN: +86 21 38275000  
infochina@ansell.com  
JP: +813 5549 8151  
info.medical.jp@ansell.com

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Latin America & Caribbean Region

BR +55 (11) 3356-3100  
latam.medical@ansell.com  
MX: +52 442 296 2050  
latam.medical@ansell.com  
CO: +57 1 288 3247  
latam.medical@ansell.com

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

