

Luotettava fentanyylisuojaus, joka tekee vaarallisten materiaalien näkemisen helpoksi

- Erottuva musta väri piilottaa öljyn, rasvan ja pinttyneen lian
- Kestää erilaisia kemikaaleja, öljyä ja liuottimia
- Pidennetty ranneke tarjoaa lisäsuojaa ranteelle ja käsivarrelle
- Pehmeä nitrilikoostumus tarjoaa mukavuutta ja kätevyyttä
- Täysin kuvioitu luotettavaan, tasaiseen oteeseen
- Testattu sekä fentanyyliä että vatsahappoja (oksennus) vastaan vaarallisen, todellisen maailman yliannostuksen simulaatiossa



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Kemian teollisuus
- Vankeinhoitolaitokset
- Häätäpalvelut
- Terveystieteet
- Lainvalvonta
- Biotieteet
- Koneet ja laitteet
- Valmistus
- Kierrätys ja jätehuolto
- Kuljetus

Suositus

- Lääkkeiden antaminen
- Laitteisto, huolto ja korjaus
- Lisäsuojaus ranteelle ja käsivarrelle
- Tavalliset potilastutkimukset
- Yliannostustilanteet
- Häätäpalvelut
- Osien, laitteistojen tarkastus
- Laboratorioanalyysi
- Maalaamo
- Potilaiden asettelu
- Raaka-ainenäytteiden kerääminen
- Öljyn, nesteiden ja suodattimen vaihto
- Autojen jälkimarkkinat, yleiskäyttö

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Kokonaan kuvioitu
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 9001
Tuotesertifiointi	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Pakkauksen esittely	100 käsinettä annostelijassa 10 annostelijaa osastopakkauksessa 1 000 käsinettä osastopakkauksessa
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Korkea riski
Antistaattinen	Kyllä EN1149
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	- Sinkkidietyyliiditiokarbamaatti (ZDEC) - Sinkkidibutyyliiditiokarbamaatti (ZDBC) Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	500	500	ASTM D412
Vetolujuus (N)	6	6	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Tuotekoodi	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Pohjois-Amerikka Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Aasian ja Tyynenmeren alue Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Latinalainen Amerikka ja Karibia Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Venäjä Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

