

MICRO-TOUCH® Nitrile N30

S t a n d a r d v é k o n y

Könnyű nitril, orvosi vizsgakesztyű, praktikus, 30 darabos kiskereskedelmi csomagolásban.

- **Kényelmes csomagolási méret:** Tökéletes méret a kiskereskedelmi polcokra vagy olyan helyekre, ahol korlátozott a tárolási lehetőség, dobozonként 30 kesztyűvel.
- **Sokoldalú védelem:** Alkalmas alacsony kockázatú orvosi eljárásokhoz, élelmiszer-kezeléshez vagy általános háztartási feladatokhoz.
- **Könnyű felhúzás:** A belső polimer bevonat megkönnyíti a felhúzást.
- **Fokozott tapintás:** A vékony, könnyű kialakítás fokozza a tapintást és a kézügyességet
- **Csökkentett allergiakockázat:** A nitril anyag megakadályozza az 1-es típusú (latex) allergiás reakciókat.

A következőhöz ajánlott:

- Rövid ideig tartó, alacsony kockázattal járó vizsgálati eljárások
- Általános betegellátás
- I-es típusú latexallergia elleni védelem az egészségügyi dolgozóknak és a betegeknek
- Vírusok elleni védelem
- Többcélú felhasználás: mosogató, takarítás, kisállat-gondozás és ápolás, élelmiszer-előkészítés, kertészkedés, és még sok minden más!

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK



MICRO-TOUCH® Everyday, Everywhere Protection

MICRO-TOUCH® premium medical examination gloves are scientifically designed to complement every need of medical professionals. Sophisticated design features include Ansell ergonomic technologies that ensure comfort during extended procedures, wet grip innovations that prevent harmful mishandling, and micro-thin films for maximum sensitivity. Caregivers who are fully prepared and comfortably protected by versatile MICRO-TOUCH styles have the peace of mind to focus on what matters most: the health and protection of themselves and their patients.

MICRO-TOUCH® Nitrile N30

Standard vékony

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Anyag	Nitril	Nem természetes gumilatexből készült	Igen
Szín	Kék	Mandzsettahosszúság	Standard
Púdertartalom	Púdermentes	Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Lyukaktól való mentesség (l. ellenőrzési szint)	1,5 AQL	Ujjvastagság (mm/mil)	0.11 / 4.3
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.07 / 2.8	Allergia-megelőzés	Latex (I-es típusú)
Kapható méretek	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Kemoterápiás gyógyszerekhez való használatra tesztelve	Nem
Steril	Nem	Antisztatikus	Nem tesztelt
Kesztyű hossza (mm/in)	250/9,8	Termékkategória	Standard vékony

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Termékkód	313043060	313043065	313043070	313043075	313043080

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

Csomagolás	30 kesztyű/adagoló, 50 adagoló/láda, 1500 kesztyű/láda
Szavatossági idő	5 év
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól

SZABVÁNYOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

III. kategória, CE 0493, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Gumi, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA

Vulkanizálásnál használt kémiai akcelerátorok

Cink-dibutil-ditiokarbamat (ZDBC)	
A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.	

Rendelés ügyében vagy további információkért forduljon az Ansell képviselőjéhez.

Észak-Amerika
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin-Amerika és Karib-térség
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazília Tel: +55-11-3356-3100
Brazília E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Európa, Közel-Kelet és Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Ázsia és Csendes-óceáni térség
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Ausztrália és Új-Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Az Ansell, a [®] és a [™] az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.