

# GAMMEX® Non-Latex PI Micro

GUANTI CHIRURGICI

## Guanti chirurgici in polisoprene, delicati sulla pelle, per un'eccezionale destrezza e sensibilità tattile



- **Elevata sensibilità tattile e destrezza:** La combinazione dell'esclusiva formulazione e del processo di polisoprene Ansell, morbido ma resistente, contribuisce a rendere i guanti chirurgici GAMMEX® Non-Latex PI Micro più sottili del 15%\*, garantendo un'eccezionale finezza chirurgica e protezione della mano.
- **Rispettosi della pelle:** questi guanti chirurgici non in lattice eliminano qualsiasi rischio di sviluppare un'allergia al lattice di tipo I, mentre la loro innovativa formulazione in poliisoprene (PI) non sensibilizzante elimina l'uso di acceleratori chimici noti per causare dermatiti allergiche da contatto.
- **Eccellente efficienza di presa:** L'esclusiva finitura esterna microtesturizzata offre una presa sicura quando si maneggiano strumenti chirurgici sia in condizioni di asciutto che di umidità.
- **Testati per la chemioterapia:** essendo stati testati secondo la norma ASTM D6978, questi guanti chirurgici sterili possono essere utilizzati con sicurezza con una serie di farmaci chemioterapici\*\*\*.

\*\*\*Contattare il Servizio Clienti Ansell per i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici e le raccomandazioni specifiche.

## Consigliato per

- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare le operazioni delicate di oftalmologia, microchirurgia e cardiovascolari
- Destrezza e sensibilità tattile migliorate, soprattutto negli interventi delicati
- Protezione da acceleratori chimici come tiurami, carbammati e mercapto, noti come causa dell'allergia di Tipo IV alle sostanze chimiche
- Avendo superato la prova sull'embrione del topo (MEA), può essere usato per gli interventi di fecondazione in vitro (IVF)



## GAMMEX® Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

## TECNOLOGIE INTEGRATE



# GAMMEX® Non-Latex PI Micro

GUANTI CHIRURGICI

## INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	PI (poliisoprene)
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Bianco
Spessore	Micro
Modello di polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Livello di presa	Moderato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0,65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Xantati, Di-alchil-ditiocarbammato di zinco

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	340057055	340057060	340057065	340057070	340057075	340057080	340057085	340057090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

**Nord America**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 E-mail: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel US Tel: 866 764 3327  
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**America Centrale & Sud America**  
 Tel: +52(442) 296 20 50  
 E-mail: csnac@ansell.com  
**Brasile**  
 Tel: +55-11-3356-3100  
 Email: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacifico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: +91 22 38124500  
 Email: info.india@ansell.com  
**Australia e Nuova Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com  
**Cina**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com