

MICRO-TOUCH® Nitrile (bianco)

Standard Sottile

Guanto medico da visita in nitrile bianco con punta delle dita testurizzata

- **Tattilità accentuata:** Grazie al suo design leggero, questo guanto offre una maggiore tattilità e destrezza.
- **Riduzione del rischio di allergie:** Il materiale in nitrile previene le allergie di tipo I (al lattice)
- **Imballaggio intelligente:** la confezione da 150 pezzi riduce gli sprechi
- **Presa sicura:** i polpastrelli testurizzati garantiscono una presa sicura degli strumenti medici.
- **Facile da indossare e da togliere:** Il rivestimento interno in polimero riduce l'attrito per facilitare la calzata e la rimozione dei capi
- **Protezione specializzata:** Testato e approvato per l'uso con farmaci chemioterapici*.



*Vedere la confezione del prodotto per i dettagli

Consigliato per

- Testati per uso con farmaci chemioterapici
- Interventi di esplorazione standard, dal rischio moderato
- Strutture ecocompatibili
- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I

TECNOLOGIE INTEGRATE



MICRO-TOUCH® Protezione sempre e ovunque

Il guanto da esplorazione medica MICROTOUCH® di alta qualità è stato scientificamente progettato per soddisfare ogni esigenza della professione medica. La progettazione d'avanguardia include tecnologie ergonomiche Ansell, che garantiscono il comfort per interventi di lunga durata, innovazioni di presa bagnata che prevengono pericolose perdite della presa e film microsottili per la massima sensibilità. Gli operatori sanitari che sono preparati a dovere e protetti in modo confortevole dai modelli versatili MICROTOUCH hanno la serenità necessaria per concentrarsi su quello che conta di più: la loro salute e protezione e quelle dei loro pazienti.

MICRO-TOUCH® Nitrile (bianco)

Standard Sottile

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Nitrile	Non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Colore	Bianco	Lunghezza del polso	Standard
Contenuto di polvere	Senza polvere	Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1,5 AQL	Spessore del dito (mm/mil)	0.11 / 4.3
Spessore del palmo (mm/mil)	0.07 / 2.8	Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Taglie disponibili	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)	Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
Sterile	No	Antistatico	Non testato
Lunghezza guanto	240/9,5	Segmentazione prodotto	Standard Sottile

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	700151	700152	700153	700154	700155

CONFEZIONAMENTO E/O STOCCAGGIO

Confezionamento	150 guanti per dispenser 10 dispenser per scatolone 1500 guanti per scatolone *120 guanti per dispenser (taglia XL) * 1200 guanti per scatolone (taglia XL)
Durata	5 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione

NORME E CERTIFICAZIONI

ASTM D6319, CE 0493, Categoria III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-SU Approvato per il contatto con gli alimenti, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Tipo di alimento: gomma, UKCA

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

America Latina e Caraibi
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasile Tel: +55-11-3356-3100
Brazil Email:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia e Nuova Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com