

GAMMEX[®] Latex Micro

手術用手袋

細かな指先の動きを可能にし指先感覚性に優れたパウダーフリーラテックスの手術用手袋

特徴とメリット：

- アンセルの標準のラテックス手術用手袋よりも平均で15%薄く、やわらかいラテックスの配合により細かな指先の動きと繊細な指先感覚性を実感できる手袋
- ドライ環境でもウェット環境でも装着を容易にし、術中の手袋交換も可能にする内部コーティング技術 DERMASHIELD™
- 快適性とフィット感を向上し、手の疲れを軽減するためアンセル独自の人間工学手袋形状を採用
- ラテックスによる即時型（I 型）と化学物質による遅延型（IV 型）アレルギーと皮膚過敏症発現のリスクを最低限に抑えるため、ラテックスタンパク質と加硫促進剤の残留物を最大限低減する洗浄工程を追加

警告：ラテックスにアレルギー反応を示す方に対する本手袋の安全性は実証されていません。本製品には、アレルギー反応を引き起こす可能性のある天然ゴムラテックスが含有されています。

推奨用途

- すべての手術、特に眼科手術、顕微鏡下手術、心臓血管手術など、精緻な作業が要求される手術
- 特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化
- 濡れた手での装着
- 眼精疲労の防止

採用されている技術

 **A.R.T.**
Pinhole Barrier Technology

 **DERMASHIELD™**
Donning Aid Technology



GAMMEX[®] 革新的な保護性能

イノベーションにより作られた手術用手袋 GAMMEX[®] は、手術現場で働く医療従事者の様々なニーズに応えられるよう設計されています。オリジナルの仕様を施し、最先端の技術を用い、人間工学を活かした装着感と保護性能に優れているため、世界中の医療従事者が手を保護するために当社の製品を選択しています。

GAMMEX[®] Latex Micro

手術用手袋

製品情報

素材	天然ゴムラテックス
パウダーの成分	パウダーなし
色	ブラウン
厚さ	マイクロ
カフスタイル	ストレートカフ SUREFIT™ 加工
手袋外面	平滑、マイクロテクスチャー加工
手袋内面	DERMASHIELD™ 技術によるポリマーコーティング
アレルギー防止	無
グリップレベル	中度
手袋の二重装着の推奨	外手袋またはアンダーグローブ
化学療法薬剤との併用について試験済み	ASTM D6978準拠 (米国 FDA 510kには記載なし)
水密性検査 (検査レベル I)	0.65 AQL
滅菌	はい
製品規格	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
品質・環境規格	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
梱包	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
保存期間	3 years
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
加硫促進剤	ジブチルジチオカルバミン酸ナトリウム (SDBC) , ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 (ZDEC), 2-メルカプトベンゾチアゾール亜鉛 (ZMBT)

ご注文に関する情報

サイズ	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
アンセル製品コード	330052055	330052060	330052065	330052070	330052075	330052080	330052085	330052090

ご注文または製品の詳細については、お近くのアンセル代理店にお問い合わせください。

北米
電話 (米国) : 800 952 9916
電話 (カナダ) : 1-844-494-7854
メール : insidesalesus@ansell.com
Sandel 電話 (米国): 866 764 3327
Sandel メール : sandel-cs@ansell.com

中央および南アメリカ
電話 : +52(442) 296 20 50
メール : cs@ansell.com
ブラジル
電話 : +55-11-3356-3100
メール :
luvas.medicas@ansell.com

ヨーロッパ、中東、アフリカ
電話 : +32 (0) 2 528 74 00
メール : info@ansell.eu

アジア太平洋
電話 : +603 8310 6688
メール :
apac.medical@ansell.com

インド
電話 : +91 22 38124500
メール : info.india@ansell.com
オーストラリアおよびニュージーランド
電話 : +61 3 9270 7270
メール : protection@ap.ansell.com
中国
電話 : +86(21) 3827 5005
メール : infochina@ansell.com