

GAMMEX[®] Latex

手術用手袋

卓越した装着感、保護性能、指先感覚性を提供するパウダーフリーラテックスの手術用手袋

特徴とメリット：

- 独自の手袋設計によりやわらかく指先の繊細な感覚を守りつつ丈夫な手術用手袋
 - 快適性とフィット感を向上し、手の疲れを軽減するアンセル独自の人間工学形状
 - 指先の繊細な感覚を向上する指先成型形状
 - ラテックスによる即時型（I型）と化学物質による遅延型（IV型）アレルギーと皮膚過敏症発現のリスクを最低限に抑えるため、ラテックスタンパク質と加硫促進剤の残留物を可能な限り低減するため洗浄工程追加の
 - 化学療法薬剤および院内で使用する多様な化学薬品に対する耐性検査済み*
- 警告：ラテックスにアレルギー反応を示す方に対する本手袋の安全性は実証されていません。本製品には、アレルギー反応を引き起こす可能性のある天然ゴムラテックスが含有されています。

*特定の化学療法薬剤の浸透時間および推奨事項については、アンセルのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

推奨用途

- 濡れた手での装着
- 長時間作業における快適性を重視
- 化学療法薬剤取り扱い試験済み
- 手袋の二重装着時のアウター手袋として使用

採用されている技術

 **A.R.T.**
Pinhole Barrier Technology

 **ERGOFORM**
Ergonomic Design Technology

 **DERMASHIELD**
Donning Aid Technology



GAMMEX[®] 革新的な保護性能

イノベーションにより作られた手術用手袋 GAMMEX[®] は、手術現場で働く医療従事者の様々なニーズに応えられるよう設計されています。オリジナルの仕様を施し、最先端の技術を用い、人間工学を活かした装着感と保護性能に優れているため、世界中の医療従事者が手を保護するために当社の製品を選択しています。

GAMMEX[®] Latex

手術用手袋

製品情報

素材	天然ゴムラテックス
パウダーの成分	パウダーなし
色	天然
厚さ	標準
カフスタイル	ストレートカフ SUREFIT™ 加工
手袋外面	平滑、マイクロテクスチャー加工
手袋内面	DERMASHIELD™ 技術によるポリマーコーティング
アレルギー防止	無
グリップレベル	中度
手袋の二重装着の推奨	外手袋
化学療法薬剤との併用について試験済み	ASTM D6978準拠 (米国 FDA 510kには記載なし)
水密性検査 (検査レベル I)	0.65 AQL
滅菌	はい
製品規格	AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
品質・環境規格	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
梱包	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
保存期間	3 years
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
加硫促進剤	キシントゲンポリサルファイド, ジブチルジチオカルバミン酸ナトリウム (SDBC), ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 (ZDEC)

ご注文に関する情報

サイズ	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5
アンセル製品コード	330048055	330048060	330048065	330048070	330048075	330048080	330048085	330048090	330048095

ご注文または製品の詳細については、お近くのアンセル代理店にお問い合わせください。

北米
電話 (米国) : 800 952 9916
電話 (カナダ) : 1-844-494-7854
メール : insidesalesus@ansell.com
Sandel 電話 (米国): 866 764 3327
Sandel メール : sandel-cs@ansell.com

中央および南アメリカ
電話 : +52(442) 296 20 50
メール : cs@ansell.com
ブラジル
電話 : +55-11-3356-3100
メール :
luvas.medicas@ansell.com

ヨーロッパ、中東、アフリカ
電話 : +32 (0) 2 528 74 00
メール : info@ansell.eu

アジア太平洋
電話 : +603 8310 6688
メール :
apac.medical@ansell.com

インド
電話 : +91 22 38124500
メール : info.india@ansell.com
オーストラリアおよびニュージーランド
電話 : +61 3 9270 7270
メール : protection@ap.ansell.com
中国
電話 : +86(21) 3827 5005
メール : infochina@ansell.com

ansell.com

アンセル、[®] および [™] は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。米国特許取得済みまたは米国および米国以外の国の申請中特許 :
www.ansell.com/patentmarking
© 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.