

# GAMMEX<sup>®</sup> Non-Latex PI Micro

手術用手袋

## 素晴らしい操作性と触覚感度のポリイソプレン製の肌に優しい手術用手袋

- **高められた触覚感度と操作性**： Ansell社独自のソフトで丈夫なポリイソプレン配合と製法の組み合わせにより、GAMMEX<sup>®</sup> Non-Latex PI Micro手術用手袋は15%薄く\*なり、卓越した手術の繊細さと手の保護を実現します。
- **肌に優しい**： この非ラテックス手術用手袋は、Type Iラテックスアレルギーを発症するリスクを排除し、その画期的な非感受性ポリイソプレン(PI)配合により、アレルギー性接触皮膚炎を引き起こすことが知られている化学促進剤の使用を排除しています。
- **優れたグリップ力**： ユニークなマイクロテクスチャ加工を施した外側の仕上げにより、乾燥した状態でも湿った状態でも、手術器具を扱う際に安全なグリップ力を発揮します。
- **化学療法テスト済み**： ASTM D6978に基づくテスト済みで、この滅菌済み手術用手袋はさまざまな化学療法薬と安全に使用することができます\*\*\*\*。



\*\*\*特定の化学療法薬の浸透時間と推奨事項についてはAnsell Customer Serviceにお問い合わせください。

### 推奨用途

- すべての手術、特に眼科手術、顕微鏡下手術、心臓血管手術など、精緻な作業が要求される手術
- 特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化
- 化学物質によるIV型アレルギーの原因として知られるチウラム、カルバメート、メルカプトなどの加硫促進剤からの保護を提供
- MEA テスト（マウス1細胞期胚を用いたエンブリオテスト）に合格、体外受精（IVF）にも使用可能

### 採用されている技術



## GAMMEX<sup>®</sup> 革新的な保護性能

イノベーションにより作られた手術用手袋 GAMMEX<sup>®</sup> は、手術現場で働く医療従事者の様々なニーズに応えられるよう設計されています。オリジナルの仕様を施し、最先端の技術を用い、人間工学を活かした装着感と保護性能に優れているため、世界中の医療従事者が手を保護するために当社の製品を選択しています。

# GAMMEX<sup>®</sup> Non-Latex PI Micro

手術用手袋

## 製品情報

素材	PI (ポリイソブレン)
パウダーの成分	パウダーなし
色	ホワイト
厚さ	マイクロ
カフスタイル	SUREFIT™ 技術によるビード加工
手袋外面	平滑、マイクロテクスチャー加工
手袋内面	DERMASHIELD™ 技術によるポリマーコーティング
アレルギー防止	ラテックス (I型アレルギー)
グリップレベル	中度
手袋の二重装着の推奨	外手袋
化学療法薬剤との併用について試験済み	ASTM D6978準拠 (米国 FDA 510kには記載なし)
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 0.65
滅菌	はい
製品規格	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107
品質・環境規格	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
梱包	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
保存期間	3年
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
加硫促進剤	キサンテート, ジアルキルジチオカルバミン酸亜鉛

## ご注文に関する情報

サイズ	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
アンセル製品コード	340057055	340057060	340057065	340057070	340057075	340057080	340057085	340057090

ご注文または製品の詳細については、お近くのアンセル代理店にお問い合わせください。

**北米**  
電話 (米国) : 800 952 9916  
電話 (カナダ) : 1-844-494-7854  
メール : insidesalesus@ansell.com  
Sandel 電話 (米国): 866 764 3327  
Sandel メール : sandel-cs@ansell.com

**中央および南アメリカ**  
電話 : +52(442) 296 20 50  
メール : cslac@ansell.com  
**ブラジル**  
電話 : +55-11-3356-3100  
メール :  
luvas.medicas@ansell.com

**ヨーロッパ、中東、アフリカ**  
電話 : +32 (0) 2 528 74 00  
メール : info@ansell.eu

**アジア太平洋**  
電話 : +603 8310 6688  
メール :  
apac.medical@ansell.com

**インド**  
電話 : +91 22 38124500  
メール : info.india@ansell.com  
**オーストラリアおよびニュージーランド**  
電話 : +61 3 9270 7270  
メール : protection@ap.ansell.com  
**中国**  
電話 : +86(21) 3827 5005  
メール : infochina@ansell.com