

# GAMMEX® Non-Latex PI Ortho

手術用手袋

極厚で肌に優しいポリイソプレン製手術用手袋は、過酷な手術にも耐えることができる。

- **強化された保護**：GAMMEX® Non-Latex PI Ortho 外科用手袋は、Ansell社製の標準ラテックス手袋よりも50%厚く、電動工具を扱う際や骨片がある場合に保護力を強化します。
- **優れたアレルギー予防**：この非ラテックス手袋は、ラテックスアレルギーのリスクを排除し、肌に優しく感作性のないポリイソプレン製剤は、アレルギー性接触皮膚炎を引き起こすことが知られている化学促進剤を使用していません。
- **確実なグリップ力**：独自の外面処理により、電動工具の取り扱いに必要なしっかりとした確実なグリップ力を実現。
- **容易な着脱**：Ansell社の着脱補助テクノロジーは、着脱を容易にする内部ポリマーコーティングを特徴としています。
- **化学療法テスト済み**：この手術用手袋は、ASTM D6978の要件に基づき、幅広い細胞毒性薬剤に対応する浸透性テスト済みです。

\*\*\*特定の化学療法薬の透過時間と推奨事項については、Ansell Customer Serviceにお問い合わせください。

## 推奨用途

- すべての手術、特に整形外科手術、外傷手術、心臓手術などリスクが高い手術
- 濡れた手での装着
- 化学物質によるIV型アレルギーの原因として知られるチウラム、カルバメート、メルカプトなどの加硫促進剤からの保護を提供

## 採用されている技術



## GAMMEX® 革新的な保護性能

イノベーションにより作られた手術用手袋 GAMMEX® は、手術現場で働く医療従事者の様々なニーズに応えられるよう設計されています。オリジナルの仕様を施し、最先端の技術を用い、人間工学を活かした装着感と保護性能に優れているため、世界中の医療従事者が手を保護するために当社の製品を選択しています。

# GAMMEX<sup>®</sup> Non-Latex PI Ortho

手術用手袋

## 製品情報

素材	PI (ポリイソブレン)
パウダーの成分	パウダーなし
色	グリーン
厚さ	オルト
カフスタイル	SUREFIT™ 技術によるビード加工
手袋外面	平滑、マイクロテクスチャー加工
手袋内面	DERMASHIELD™ 技術によるポリマーコーティング
アレルギー防止	ラテックス (I型アレルギー)
グリップレベル	中度
手袋の二重装着の推奨	外手袋またはアンダーグローブ
化学療法薬剤との併用について試験済み	ASTM D6978準拠 (米国 FDA 510kには記載なし)
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 0.65
滅菌	はい
製品規格	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, EN 420:2003 + A1:2009
品質・環境規格	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
梱包	1箱あたり 50 双入 1カートン・1ケースあたり 4箱入 1カートン・ケースあたり 200 双入
保存期間	3年
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
加硫促進剤	キサンテート, ジアルキルジチオカルバミン酸亜鉛

## ご注文に関する情報

サイズ	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
アンセル製品コード	20686560	20686565	20686570	20686575	20686580	20686585	20686590

ご注文または製品の詳細については、お近くのアンセル代理店にお問い合わせください。

**北米**  
電話 (米国) : 800 952 9916  
電話 (カナダ) : 1-844-494-7854  
メール : insidesalesus@ansell.com  
Sandel 電話 (米国): 866 764 3327  
Sandel メール : sandel-cs@ansell.com

**中央および南アメリカ**  
電話 : +52(442) 296 20 50  
メール : cslac@ansell.com  
**ブラジル**  
電話 : +55-11-3356-3100  
メール :  
luvas.medicas@ansell.com

**ヨーロッパ、中東、アフリカ**  
電話 : +32 (0) 2 528 74 00  
メール : info@ansell.eu

**アジア太平洋**  
電話 : +603 8310 6688  
メール :  
apac.medical@ansell.com

**インド**  
電話 : +91 22 38124500  
メール : info.india@ansell.com  
**オーストラリアおよびニュージーランド**  
電話 : +61 3 9270 7270  
メール : protection@ap.ansell.com  
**中国**  
電話 : +86(21) 3827 5005  
メール : infochina@ansell.com