

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

手術用手袋

繊細な指先感覚性を実感できるポリイソプレン、DPG（ジフェニルグアニジン）フリーの手術用アンダーグローブ

特徴とメリット：

- 二重装着に最適な薄手で快適な装着感のアンダーグローブ
- 外側手袋が破れた場合にすぐに視認できる緑色
- ラテックスのような快適な着け心地のラテックスフリー
- 本製品はラテックスフリーのため、ラテックスによる即時型（I型）のリスクはなく、DPG（ジフェニルグアニジン）フリー、CPC（塩化セチルピリジニウム）フリーにより化学物質による遅延型（IV型）アレルギーと皮膚過敏症の発現を最低限に抑えます
- 一重装着でも使用できる十分なグリップ性能を発揮する平滑マイクロテクスチャー加工

推奨用途

- すべての手術、特に整形外科手術、外傷手術、心臓手術などリスクが高い手術
- 手袋の破断が視認しやすい
- 化学物質によるIV型アレルギーの原因として知られるチウラム、カルバメート、メルカプトなどの加硫促進剤からの保護を提供
- MEAテスト（マウス1細胞期胚を用いたエンブリオテスト）に合格、体外受精（IVF）にも使用可能

採用されている技術

 **A.R.T.**
Pinhole Barrier Technology

 **PI-KARE**
Skin-friendly, non-sensitizing
PI Technology

 **DERMASHIELD™**
Donning Aid Technology



GAMMEX® 革新的な保護性能

イノベーションにより作られた手術用手袋 GAMMEX® は、手術現場で働く医療従事者の様々なニーズに応えられるよう設計されています。オリジナルの仕様を施し、最先端の技術を用い、人間工学を活かした装着感と保護性能に優れているため、世界中の医療従事者が手を保護するために当社の製品を選択しています。

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

手術用手袋

製品情報

素材	PI (ポリイソブレン)
パウダーの成分	パウダーなし
色	グリーン
厚さ	マイクロ
カフスタイル	SUREFIT™ 技術によるビード加工
手袋外面	平滑、マイクロテクスチャー加工
手袋内面	DERMASHIELD™ 技術によるポリマーコーティング
アレルギー防止	ラテックス (I型アレルギー)
グリップレベル	低い
手袋の二重装着の推奨	アンダーグローブ
化学療法薬剤との併用について試験済み	ASTM D6978準拠 (米国 FDA 510kには記載なし)
水密性検査 (検査レベル I)	0.65 AQL
滅菌	はい
製品規格	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
品質・環境規格	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
梱包	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
保存期間	3 years
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
加硫促進剤	キサンテート, ジアルキルジチオカルバミン酸亜鉛

ご注文に関する情報

サイズ	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
アンセル製品コード	340058055	340058060	340058065	340058070	340058075	340058080	340058085	340058090

ご注文または製品の詳細については、お近くのアンセル代理店にお問い合わせください。

北米
電話 (米国) : 800 952 9916
電話 (カナダ) : 1-844-494-7854
メール : insidesalesus@ansell.com
Sandel 電話 (米国): 866 764 3327
Sandel メール : sandel-cs@ansell.com

中央および南アメリカ
電話 : +52(442) 296 20 50
メール : cs@ansell.com
ブラジル
電話 : +55-11-3356-3100
メール : luvas.medicas@ansell.com

ヨーロッパ、中東、アフリカ
電話 : +32 (0) 2 528 74 00
メール : info@ansell.eu

アジア太平洋
電話 : +603 8310 6688
メール : apac.medical@ansell.com

インド
電話 : +91 22 38124500
メール : info.india@ansell.com
オーストラリアおよびニュージーランド
電話 : +61 3 9270 7270
メール : protection@ap.ansell.com
中国
電話 : +86(21) 3827 5005
メール : infochina@ansell.com