

さまざまな用途に対応し、触感と保護を提供する快適な手袋

- **高められた快適性**：Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility 使い捨て安全手袋は柔らかいニトリル配合で、手を保護しながら快適なフィット感と感触を提供します。
- **高い触感性**：このニトリル製使い捨て手袋の軽量構造は、高められた触覚感度と細かい運動制御を提供します。
- **最適化されたグリップ力**：MICROFLEX®手袋は指先にテクスチャー加工が施されており、工具や材料をより安全に取り扱うためのグリップ力を高めています。
- **本物の汎用性**：幅広い用途向けにデザインされたこの手袋は、幅広い業界で手の保護を強化します。



業界

- 医療
- 自動車
- 食品加工
- 清掃/衛生
- 製造
- ライフサイエンス
- 政府当局

推奨用途

- 一般患者の診察
- 部品および付属品のピッキング
- 食品加工と取り扱い
- ケータリング/食事の準備
- 廃棄物の廃棄（ゴミ箱、バイオハザード、リネン）
- 組み立て作業（軽度）
- ラボでの作業、混合、調合、充填、清掃
- 調剤
- ラボでの分析

技術データシート

	製品情報
素材	ニトリル
手袋外面	指部粗面加工
監査基準	ISO 13485, ISO 9001
製品の認証	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, Korean Standard, ASTM D6319, CE 0493, IFU, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, EU Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 18889:2019, ISO 9001, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove, UKCA, Anvisa 81496190020 / CA 48.121, INVIMA 2015DM-0013417
包装の概要	1箱あたり 100 枚入り、 1カートン/ケースあたり 10 箱入り
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。 オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
生産国	中国, マレーシア
静電気防止	いいえ
シリコンフリー	いいえ

物理的特性

	標準値		試験方法
全長 (mm/インチ)	240 / 9.5		ASTM D6319
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151
掌部の厚さ (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319
指部の厚さ (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D6319
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
アンセル製品コード	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域 Ansell Healthcare Europe NV 電話 : +32 (0) 2 528 74 00 FAX : +32 (0) 2 528 74 01	北米 Ansell Healthcare Products LLC 電話 : +1 800 800 0444 FAX : +1 800 800 0445	オーストラリア Ansell Limited 電話 : +61 1800 337 041 FAX : +61 1800 803 578
アジア太平洋 Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd 電話 : +603 8310 6688 FAX : +603 8310 6699	中南米、メキシコ、およびカリブ諸島 Ansell Commercial México S.A. de C.V. 電話 : +52 442 248 1544 / 248 3133	

アンセル、[®] および [™] は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。 取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許 : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。 アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

