

化学療法薬の取り扱いに認可された、化学薬品飛散防止機能付き医療検査用手袋

- **強力な配合**：MICROFLEX® 93-853検査用手袋は、強力なニトリル配合を使用しているため、耐久性に優れ、破れやひっかかりに強い。
- **特殊な保護**：実際の過剰投与状態をシミュレートし、胃酸（嘔吐物）やフェンタニル、細胞毒性/化学療法薬*に対する特別なテストが行われています。
- **実世界での性能**：この丈夫な医療検査用手袋は、NFPA1999緊急医療用手袋の要件も満たしており、医療従事者、救急隊員、研究室の作業員にも適しています。
- **低いAQL**：これらの医療検査用手袋の低い0.65 AQLは、そのバリア完全性を強化します。
- **拡張された保護**：拡張カフを特徴とするこの手袋は、医療従事者の前腕と手首を保護します。



*詳細は製品パッケージをご覧ください。

業界

- 自動車
- ライフサイエンス
- 医療
- 化学薬品
- 機械および機器

推奨用途

- 部品の検査、選別、点検
- 部品の組み立てと検査
- 部品のピッキングおよび固定
- 機器の修理とメンテナンス
- 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- タイヤのローテーションおよび交換
- 動物のケア、飼料の提供、清掃
- ラボの設備と機器の管理
- サンプルの追跡および処理
- 薬剤の投与
- 原料のサンプル収集

技術データシート

製品情報	
手袋外面	指部粗面加工
監査基準	ISO 13485, ISO 9001
製品の認証	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 11193, ISO 18889:2019, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove, UKCA
包装の概要	1箱あたり 50 枚入り、 1カートン/ケースあたり 10 箱入り (500 枚入り) ※Size XXXLのみ1箱あたり 40 枚入り ※Size XXXLのみ1カートン/ケースあたり 10箱 (400 枚入り)
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
生産国	マレーシア
製品区分	高リスク作業用
静電気防止	はい EN1149
シリコンフリー	いいえ


物理的特性

	標準値		試験方法
全長 (mm/インチ)	295 / 11.6		ASTM D3767,EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
掌部の厚さ (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
指部の厚さ (mm/mils)	0.22 / 8.7		ASTM D3767,EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	550	500	ASTM D412
切断時引張力 (N)	15	12	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
アンセル製品コード	93853060	93853070	93853080	93853090	93853100	93853110	93853120

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話 : +32 (0) 2 528 74 00
FAX : +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話 : +603 8310 6688
FAX : +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話 : +1 800 800 0444
FAX : +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話 : +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話 : +61 1800 337 041
FAX : +61 1800 803 578

アンセル、[®] および [™] は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許：
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

