

## HYDRASOFT™ スキン保湿テクノロジーを採用した 白色ニトリル医療検査用手袋

- HYDRASOFT™ 皮膚保湿テクノロジー：独自のインナーコーティングにより、HYDRASOFT™ テクノロジーを使用していない手袋に比べ、皮膚の保湿性が2倍\*向上し、乾燥や不快感を防ぐことが証明されています。
- 快適なフィット感：ソフトなニトリル配合により、快適なフィット感と感触を提供します。
- 高い触感性：軽量のニトリル製なので、作業中に快適さと感触を提供します。

\*社内テストに基づく (データ保管中)

NOW FEATURING  
 **HYDRASOFT™**  
Skin Moisturizing Technology



### 業界

- 歯科
- 医療
- ライフサイエンス

### 推奨用途

- サンプルの追跡および処理
- 医療従事者や患者を I 型アレルギー (ラテックス) から保護
- 一般患者の診察
- 特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化
- 口腔内検査
- ラボでの分析
- テスト
- 皮膚を乾燥やひび割れから保護します
- 製薬
- 一般歯科

# 技術データシート

|          | 製品情報   |
|----------|--|
| 手袋外面     | 指部粗面加工   |
| 監査基準     | ISO 13485, ISO 9001  |
| 製品の認証    | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, ASTM D6319, CE Number, EN 455 1-4, EN ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, UKCA, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove |
| 包装の概要    | 1 ケースあたり 1,000 枚入り (100 枚入り<br>ディスペンサー (内箱) 10 箱<br>)  |
| 保管に関する指示 | 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください   |
| 生産国      | インドネシア   |
| 製品区分     | 極薄   |
| 静電気防止    | テストされていません   |
| シリコーンフリー | いいえ  |

## 物理的特性

|                 | 標準値              | 試験方法                 |                  |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| 全長 (mm/インチ)     | 245 / 9.6        | ASTM D3767, EN 420   |                  |
| 水密性検査 (検査レベル I) | 合格品質基準 (AQL) 1.5 | ASTM D5151, EN 455-1 |                  |
| 掌部の厚さ (mm/mils) | 0.07 / 2.8       | ASTM D3767, EN 420   |                  |
| 指部の厚さ (mm/mils) | 0.12 / 4.7       | ASTM D3767, EN 420   |                  |
|                 | 劣化前              | 劣化後                  |                  |
| 極限引張強度 (MPa)    | ≥ 14             | ≥ 14                 | ASTM D412 & D573 |
| 切断時伸び (%)       | ≥ 500            | ≥ 400                | ASTM D412        |
| 切断時引張力 (N)      | ≥ 6N             | ≥ 6                  |                  |

## ご注文に関する情報

| サイズ       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| アンセル製品コード | TQ-601-XS    | TQ-601-S    | TQ-601-M    | TQ-601-L    | TQ-601-XL     |

## 性能基準 & 規制遵守



詳しくは、[www.ansell.com](http://www.ansell.com) にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

### ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV  
電話: +32 (0) 2 528 74 00  
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

### アジア太平洋

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
電話: +603 8310 6688  
FAX: +603 8310 6699

### 北米

Ansell Healthcare Products LLC  
電話: +1 800 800 0444  
FAX: +1 800 800 0445

### 中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

### オーストラリア

Ansell Limited  
電話: +61 1800 337 041  
FAX: +61 1800 803 578

アンセル、<sup>®</sup> および <sup>™</sup> は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許：  
[www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

