

手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザイン

- **アレルギーのリスクを軽減**：MICROFLEX[®] 93-733 手袋は、皮膚炎の発生を抑えるため、加硫促進剤フリーで製造されています。この手袋は、I型のラテックスアレルギーとIV型の化学物質によるアレルギー反応を防ぎます。
- **優れた耐久性**：より強力な設計により、同じ触感を保ちつつ、裂けや破れを防止。
- **強化された快適性**：よりソフトな設計により、軽量でソフトな肌触りを実現。
- **ERGOFORM™ テクノロジー**：MICROFLEX[®] XCEED[®] 93-733 手袋は、筋骨格系の健康をサポートし、作業者の生産性を向上させる独自の人間工学的デザインテクノロジーで設計されています。
- **廃棄物の削減**：1箱あたり 250 枚入り。手袋を取り出しやすく、無駄のない包装で廃棄物を削減。
- **強力な防護性能**：AQLが 0.65 と低いこの手袋は、高度な防護性能を提供します。



業界

- 自動車アフターマーケット
- 食品加工
- ライフサイエンス

推奨用途

- 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- 工場の消毒および衛生管理
- 食品に触れるすべての食品加工、用途
- 部品の組み立て
- サンプルの追跡および処理
- 原料のサンプル収集
- 特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化
- 医療従事者や患者をIV型アレルギー（化学物質）から保護

技術データシート

製品情報	
手袋外面	指部粗面加工
監査基準	ISO 13485, ISO 9001
製品の認証	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, EN 1149-1/2/3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 13485, ISO 9001, EU Food Contact Approved
包装の概要	内箱 1 個あたり手袋 250 枚入 1 ケースあたり内箱 10 個入 1 ケースあたり手袋 2,500 枚入り
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。 オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
生産国	マレーシア
製品区分	極薄
静電気防止	いいえ

物理的特性

	標準値	試験方法
全長 (mm/インチ)	240 / 9.5	ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 0.65	ASTM D5151, EN 374-2
掌部の厚さ (mm/mils)	0.07 / 2.8	ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後
極限引張強度 (MPa)	22	14
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	93733060	93733070	93733080	93733090	93733100

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.com にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

技術



アンセル、® および™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。 取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許:

www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。 アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

