

손의 피로감을 줄이는 인체공학적 디자인

- 알러지 위험 감소: **MICROFLEX® 93-733** 장갑은 피부염 유발 가능성을 낮추기 위해 촉진제 없이 제조되었습니다. 이 장갑은 제1형 라텍스 알러지 및 제4형 화학물질 알러지 반응을 예방합니다.
- 더 강해진 내구성: 얇은 촉감과 동시에 찢어짐과 마모 손상을 방지하는 소재 사용
- 향상된 촉감: 가벼운 무게와 부드러운 피부 감촉을 위해 부드러운 소재로 제작
- **ERGOFORM™** 기술: **MICROFLEX® XCEED® 93-733** 장갑은 근골격 건강과 작업자의 생산성을 높이기 위해 독자적인 인체 공학적 설계 기술로 제작되었습니다.
- 폐기물 감소: 하나씩 편하게 꺼내어 쓸 수 있는 **250개** 단위 포장으로 폐기물을 줄인 스마트한 패키지
- 강력한 차단 무결성: **0.65 AQL**의 낮은 허용 편률로 강화된 차단 성능을 제공



산업

- 자동차 부품시장
- 식품 가공
- 생명공학

본 제품을 권장하는 분야와 이유

- 일반 자동차 A/S
- 공장 살균 및 위생 처리
- 식품과 접촉하는 모든 식품 가공 및 응용분야
- 부품 조립
- 샘플 채취 및 처리
- 원자재 샘플 채집
- 특히 섬세한 시술 등 향상된 촉감 및 손재주
- 유형 IV 화학 알레르기로부터 의료종사자 또는 환자 보호

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
외부 장갑 표면	손가락 부위 텍스처 처리
감사 표준	ISO 13485, ISO 9001
제품 인증	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, EN 1149-1/2/3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 13485, ISO 9001, EU Food Contact Approved
포장 개요	디스펜서당 장갑 250개 케이스당 디스펜서 10개 케이스당 장갑 2500개
보관 지침	직사광선을 피하고, 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오. 오존 또는 발화원이 있는 곳으로부터 멀리 하십시오.
원산지	말레이시아
제품 분류	최상의 착용감
정전기 방지	아니요

물리적 특성

	일반적인 값	검사 방법
길이(mm/inches)	240/9.5	ASTM D3767,EN 420
구멍 없음(검사 수준 I)	0.65 AQL	ASTM D5151,EN 374-2
손바닥 두께(mm/mils)	0.07 / 2.8	ASTM D3767,EN 420
손가락 두께(mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D3767,EN 420
	노화 전	노화 후
최대 인장 강도(MPa)	22	14
파열점(%)	≥ 500	≥ 400
파단 강도(N)	≥ 6	≥ 6

주문 정보

사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
제품 코드	93733060	93733070	93733080	93733090	93733100

성능 표준 및 규정 준수



추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스 + 32 (0)2 528 74 01
아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn. Bhd.
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
전화: +1 800 800 0444
팩스: +1 800 800 0445
라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
러시아
Ansell PYC
전화: +7 495 258 13 16



Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

