

편안한 니트릴 클린룸 장갑, Class 100(ISO 5) 클린룸 환경에서 사용 가능

- 향상된 보호 및 내구성: TouchNTuff® 93-300 니트릴 클린룸 장갑은 편안하고 견고하여 강력한 화학물질 스플래시 저항성과 펑크 및 찢어짐에 대한 저항성을 보장합니다.
- 제품 무결성 보호: 이 니트릴 장갑은 실리콘이 전혀 함유되어 있지 않아 오염 물질의 이동 가능성을 방지하고 제품 무결성을 보호합니다.
- 청결 보장: Class 100(ISO 5) 클린룸 환경과 호환되도록 설계되어 신뢰할 수 있고 목적에 맞는 손 보호를 제공합니다.



주요 특징 및 이점

- 견고한 니트릴 소재: 뚫림, 찢어짐 및 화학물질 스플래시에 대한 보호
- 실리콘 프리(Silicone free) 디자인: 향상된 제품 보호
- Class 100(ISO 5) 클린룸 호환성: 청결성 보장

산업

- 생명공학 제조
- 전자 제품 제조

본 제품을 권장하는 분야와 이유

- 클린 룸 청소 및 준비
- 고체 및 액체의 혼합, 화합
- 유출물 또는 누출물 청소
- 액체 및 고체 이송
- 원심분리기 및 크로마토그래피 컬럼의 적재
- 부품 조립
- 고체 및 액체 원재료의 계량 및 분배

기술 데이터 시트

제품 정보	
소재	니트릴
색상	녹색
형상	양손잡이용
소매	말림 마감
제조/QMS 감사 표준	ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
규제	ASTM D6319, CE 0493, 카테고리 III, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, UKCA
포장	진공 밀봉 polybag 1개 당 장갑 50개 master polybag 1개 당 polybag 2개 폴리 라이닝 case 1개 당 master polybag 10개
보관	직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하고 원래 포장에 넣어 보관하세요. 오존 발생원으로부터 멀리 떨어지세요. 표시된 대로 제품을 올바르게 보관하면 성능이 저하되거나 특성이 크게 변하지 않습니다. 제품의 노화나 보관에 영향을 받을 수 있는 경우 포장재에 유통기한이 명시되어 있습니다.
원산지	태국
제공 사이즈	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
분말 함량	비분말 처리(Powder-Free)
외부 장갑 표면	손가락 부위 텍스처 처리
Internal Glove Surface	비분말 처리, 염소처리
클린 룸 클래스	ISO 클래스 5
유통기한	3년
화학 요법 약물과의 병용에 대해 검사됨	예
단백질 수준	해당 사항 없음: 천연 고무 라텍스 불포함
정전기 방지	예

물리적 특성		검사 방법
길이(mm/in)	300/11.8	EN ISO 21420
구멍 없음	1.5 AQL	EN 374-2
일반적인 미립자 수 ≥0.5µm(counts/cm ²)	≤ 1,500 입자/cm ²	IEST-RP-CC005.4
최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil)	0.13 / 5.1	EN 455-2
최소 단일 벽 손가락 두께 (mm/mil)	0.16 / 6.3	EN 455-2
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.08 / 3.1	EN 455-2
에이징 동안 극한 인장 강도(MPa)	≥ 14	ASTM D412-06a
에이징 동안 파단 시험(N)	≥ 9	EN 455-2

주문 정보

사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
재주문 번호	93300060	93300070	93300080	93300090	93300100

성능 표준 및 규정 준수



추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스 + 32 (0)2 528 74 01
아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
US 전화: +1 800 800 0444
US 팩스: +1 800 800 0445
CA 전화: +1 800 363 8340
라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.