

GAMMEX® Non-Latex PI Micro

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guantes quirúrgicos de poliisopreno, respetuosos con la piel, para una destreza y sensibilidad táctil excepcionales.

- **Elevada sensibilidad táctil y destreza:** La combinación de la exclusiva formulación y proceso de poliisopreno suave pero resistente de Ansell ayuda a que los guantes quirúrgicos GAMMEX® Non-Latex PI Micro sean un 15% más finos*, proporcionando una delicadeza quirúrgica y una protección de las manos excepcionales.
- **Respetuosos con la piel:** estos guantes quirúrgicos sin látex eliminan cualquier riesgo de desarrollar una alergia al látex de tipo I, mientras que su innovadora formulación de poliisopreno (PI) no sensibilizante elimina el uso de aceleradores químicos conocidos por causar dermatitis alérgica de contacto.
- **Excelente eficacia de agarre:** El exclusivo acabado exterior microtexturado ofrece un agarre seguro al manipular instrumental quirúrgico tanto en seco como en húmedo
- **Probados para quimioterapia:** estos guantes quirúrgicos estériles han sido probados conforme a la norma ASTM D6978, por lo que pueden utilizarse de forma segura con una amplia gama de fármacos quimioterapéuticos***.



***Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para conocer los tiempos de permeación y las recomendaciones específicas de los medicamentos de quimioterapia.

Recomendado para

- Todas las intervenciones quirúrgicas, especialmente procedimientos delicados en oftalmología, medicina micro y cardiovascular.
- Mayor sensibilidad táctil y destreza, especialmente durante intervenciones delicadas.
- Protección contra aceleradores químicos como tiurams, carbamatos y mercaptos conocidos por causar alergias químicas de Tipo IV.
- Superado el ensayo de embriones de ratón (MEA), se puede utilizar para las técnicas de fertilización in vitro (FIV).

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



GAMMEX® Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

GAMMEX® Non-Latex PI Micro

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	PI (Poliisopreno)
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Blanco
Grosor	Micro
Tipo de Puño	Reborde con tecnología SUREFIT™
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™
Prevención contra Alergias	Látex Tipo I
Nivel de Agarre	Moderar
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 0,65
Estéril	Sí
Normativas del producto	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Envasado	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Xantatos, Dialquilditiocarbamato de zinc

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	20685955	20685960	20685965	20685970	20685975	20685980	20685985	20685990

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Ansell Commercial Mexico
Tel: +52 442 296 2050
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Brasil Ltda
+55 (11) 3356-3100
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Colombia SAS
Tel: +57 1 288 3247
Email: latam.medical@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu
Asia Pacífico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: + 91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
China
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com